

H.C.R.2016 出展商品のご紹介

◆新商品

① マイチルト-リジット3D・USAKO(うさこ)パッケージ

レンタル向けにご好評のマイチルト-コンパクト3Dの病院・施設向けとして新登場。ステップを真下に引いた構造がより骨盤を起こした姿勢をとりやすくしております。さらに、3D立体スリングシートで背中全体をしっかり支え、USAKO枕(アイソネックス社製)で首・頭部を支えます。頭頸部までしっかりと支え、リラックスして食事に集中しやすい姿勢をとりやすくします。「足を引いて口から食べる」ことで早期退院につなげていただきたいと考えております。

② USAKO(うさこ)枕付きシリーズ

首から頭部にかけて全体的に支える枕USAKO(アイソネックス社製)付き車椅子です。リラックスした姿勢で食事へのぞむことが期待できます。すべり座りの方には、リクライニングと連動して骨盤部分のみチルトするオアシス/オアシスポジティブ・USAKOパッケージを、横倒れなど座位の安定が困難な方には3D立体スリングシートマイチルトコンパクト3D・USAKOパッケージをご用意しております。



MH-CR3D・USAKOパッケージ



OS-12TRSP・USAKOパッケージ

③ バスケットボール用車椅子 【B-MAX】【TRY-PO】

たくさんのトッププレイヤーが愛用しているマツナガのバスケットボール用車椅子。そのノウハウを活かしたスポーツ入門モデルとキッズモデルが登場。次代のトッププレイヤーを目指して車椅子スポーツを始める方におすすめの車椅子です。

*松永製作所は、日本車椅子バスケットボール連盟のオフィシャルサポーターです。



B-MAX

TRY-PO



④ ソフトボール用車椅子 【Y-MAX】

3年前に日本車椅子ソフトボール協会が発足し、徐々に盛り上がりを見せている車椅子ソフトボール。このたび専用の車椅子が登場。バスケットボール用車椅子のノウハウを活かしたフレームワークで、抜群の操作性とグリップ力が最高のパフォーマンスを引き出すサポートをします。ぜひお試しください。

*松永製作所は、車椅子ソフトボールを応援します。



⑤ お子様向けモジュール車椅子【Luuk(ル〜ク)】

就学に向けて、バギーから車椅子への乗り換えを目指したお子様～10歳前後のお子様向けのモジュール車椅子です。移乗時の安全を考えた新設計により、ステップに乗っても転倒しにくく、足元もしっかりとスペースを確保しております。さらに、しっかりと背中全体を支えてくれる3D立体スリングシートを採用しており、安定した姿勢を保ちやすくなっております。足をしっかりと引いて座れる設計も、骨盤を起こしさまざまな作業のしやすさにつながることを願って作った車椅子です。



介助モデルから自走モデルへの組み替えも可能

⑥ お子様向け上下昇降式車椅子【ミント】

状況に応じてお子様と同じ目線ですごすための昇降式車椅子です。床に座って遊ぶとき、テーブルで食事をするとき、台所での立ち仕事するときなどお子様と常に同じ目線で会話をしたり遊んだりするために座面の高さを調整できます。お子様の「自分でやりたい、一緒にやりたい」をサポートします。

おうちでミント



おでかけミント

⑦ 樹脂製車椅子【モルフ】

業界初の金属を一切使用していないオール樹脂(タイヤを除く)製の車椅子。金属探知機に反応しないので、病院のMRI室での利用や空港・イベント会場などでのセキュリティチェックでも利用しやすい車椅子です。



◆今後のポイントとなる現行商品

⑧ 6輪車椅子【ネクストコア-くるり】

全長86cm・最小回転半径48cmと抜群の小回り性能の6輪車椅子です。65cm以上の幅の廊下のコーナーを曲がることができ、90cm×90cmのスペース内で旋回することができます。操作性も非常に軽く、今までの車椅子で行けない場所も行けるようになることで、住宅改修を最小限に抑えられるかもしれません。また、転倒によるヒヤリ・ハツとの防止、食事などの作業姿勢にもこだわっております。ステップの位置を座面手前まで引いた新設計により、重心を前方に移したりすることで起こる転倒しにくくなっております。さらに、足を引きやすくなったことで骨盤をを起こして座りやすくなり、食事などの作業姿勢がとりやすくなっております。

