

バリアフリー2019 出展商品のご紹介

◆新商品

ネクストコア・マイチルトシリーズに大柄な方向けサイズが新登場！

① ネクストコア・ワイドHB



ネクストコアシリーズに**大柄な方向けの**
ネクストコア-ワイドHBを発売開始！

- ◆座幅46cmのゆったりサイズ！
- ◆身長180cmくらいの方も座りやすい
前座高47cm！



【前座高47cm】
フット長45.5cm
足の長さもピッタリ！



【座幅46cm】

身長 178cm
体重 96kg
* 大柄な男性



② マイチルト・グラン3D



マイチルトシリーズに**大柄な方向けの**
マイチルト-グラン3Dを発売開始！

- ◆座幅44cmのゆったりサイズ！
- ◆身長180cmくらいの方も座りやすい
前座高47cm！



【前座高47cm】
足の長さもピッタリ！


背もたれ高さ63cm
肩甲骨まで
しっかりサポート！



【座幅44cm】

③ ネクストコア・マイチルトシリーズの選び方とその重要性を分りやすくご紹介します！

ネクストコア・マイチルトシリーズが身長別のサイズバリエーションが充実！その選び方と重要性をご紹介します！また、背張り調整方法のコツと裏ワザを体験、背中と座面の圧を実際に確認しながら体験会を実施します。ぜひ、お試しください。



④ ネクストコア・HBシリーズ (ノーパンクタイヤ・ハイブリッドタイヤ仕様)

ハイブリッドタイヤ
断面



ネクストコア
自走【NEXT-11BHB】
介助【NEXT-21BHB】



ネクストコア-マルチ
自走【NEXT-31BHB】
介助【NEXT-41BHB】



ネクストコア-アジャスト
自走【NEXT-51BHB】
介助【NEXT-61BHB】



ネクストコア-ミニモ
自走【NEXT-50BHB】
介助【NEXT-60BHB】

ネクストコアシリーズに、空気管理不要のハイブリッドタイヤ(ノーパンク)仕様のモデルが新登場！

- ◆ 耐久性抜群！なんと約5年間の使用が可能！ *タイヤ表面の磨耗がある場合は交換が必要です。
- ◆ 衝撃吸収性抜群！エアタイヤに近い乗り心地！
- ◆ 超軽量ノーパンク！重量たったの600gアップ(1台分)！



You Tubeで、
空気タイヤと
ノーパンクタイ
ヤの乗り比べ
てみました！
結果は…!?



◆ 今後のポイントとなる現行商品

⑤ マイチルト-ミニ3D




【マイチルト-ミニ3D】

小柄な方もしっかり奥まで座れるうれしいサイズマイチルト-ミニ3D！

- ◆ 全幅53cm・全長89cmと超コンパクト！
- ◆ リフトアップ機構でベッドへの横付けも楽々！



- ◆ 3D立体スリングシートと背フレーム前折れ機構で、背中の凹凸にもピタッと沿わせやすい！



【背中の圧】

* 骨盤を座シートの奥までまっすぐ入れて座るコツもご紹介します！

【You Tubeにて調整方法動画を絶賛公開中！】



You Tubeで
シーティング例
動画を配信中。

