



2017/12/11修正A

機種名 / 品名		DM-81/91/101 車いす			ページ	XQY- WF01B	
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	---	本体フレーム (機種により形状が一部異なります。)	---	---	---		
2	X-WF01-002L	DM用 側板(左)	1	枚	1		
	X-WF01-002R	DM用 側板(右)	1	枚	1		
3	X-PA02-003	樹脂アームサポートパッド	1	本	2		ボルト付、左右共通
4	X-PC03-025	6インチソリッドキャスト Eセット	1	個	2		DM-101の場合
	X-PC04-025	7インチソリッドキャスト Eセット	1	個	2		DM-81,91の場合
キャスト輪	X-PC03-022	6インチソリッドキャスト輪(ボルト付セット)	1	個	2		DM-101の場合
	X-PC04-022	7インチソリッドキャスト輪(ボルト付セット)	1	個	2		DM-81,91の場合
5	X-PF01-021L	クランプ固定式 19.1用DMタイプフットサポート完成(左)	1	枚	1		
	X-PF01-021R	クランプ固定式 19.1用DMタイプフットサポート完成(右)	1	枚	1		
6	X-PF01-020	フットサポート用クランプ固定式ボルトセット	1	本	2		
7	X-PB01-001L	L型鉄タックルブレーキ(左)	1	個	1		ボルト付
	X-PB01-001R	L型鉄タックルブレーキ(右)	1	個	1		
8	X-PA01-102	7分用中柱	1	個	2		22×t1.2用
9	X-PA01-004	DXグリップ	1	本	2		接着剤必要
	接着剤で取付けていただく事を推奨しております。						
10	X-PD12-001	22×1-3/8 車輪完成	1	本	2		DM-101の場合
	X-PD13-001	24×1-3/8 車輪完成	1	本	2		DM-81,91の場合
標準はエアタイヤ仕様となります。							左右共通
タイヤなど	X-PD12-002	22×1-3/8 タイヤのみ	1	本	2		DM-101の場合
	X-PD12-005	22×1-3/8 チューブ+フラップセット	1	本	2		DM-101の場合
	X-PD12-006	22×1-3/8 タイヤ+チューブ+フラップセット	1	本	2		DM-101の場合
	X-PD13-002	24×1-3/8 タイヤのみ	1	本	2		DM-81,91の場合
	X-PD13-005	24×1-3/8 チューブ+フラップセット	1	本	2		DM-81,91の場合
	X-PD13-006	24×1-3/8 タイヤ+チューブ+フラップセット	1	本	2		DM-81,91の場合
X-PD12-005、006およびX-PD13-005、006はスーパーバルブセットが付きます。							
11	X-WF01-011-42B16	DM用 座シートセット(芯金・シートビス付) B-16	1	枚	1		
12	X-WF01-012-42B16	DM用 背シートセット(芯金・シートビス付) B-16	1	枚	1		
13	X-WF01-013-42B16	DM用 レッグベルト B-16	1	本	1		
注記							