



機種名/品名		AR-101/111 車いす				ページ	XOX- WA01B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WA01-001	本体フレーム	---	---	---	---	
2	X-WA01-002	AR用側板セット(リベット付)	1	枚	2		AR-101の場合
	X-WA01-032	AR低床用側板セット(リベット付)	1	枚	2		AR-111の場合
3	X-PA02-003	樹脂アームサポートパッド	1	本	2		ボルト付、左右共通
4	X-PF01-022L	三角ナット式φ 15.9用DMタイプフットサポート完成(左)	1	枚	1		
	X-PF01-022R	三角ナット式φ 15.9用DMタイプフットサポート完成(右)	1	枚	1		
5	X-PC03-010	6インチソリッドキャスタ Bセット	1	セット	2		
キャスタ輪	X-PC03-022	6インチソリッドキャスタ輪(ボルト付セット)	1	セット	2		
6	X-PB01-006L	平型鉄タックルブレーキ(左)	1	個	1		ボルト付
	X-PB01-006R	平型鉄タックルブレーキ(右)	1	個	1		ボルト付
7	X-PA01-101	6分用中柱	1	個	-		φ 22×t2.8用
8	X-PA01-004	DXグリップ	1	本	2		接着剤必要
		↑ 接着剤で取付けていただく事を推奨しております。					
9	X-PD12-001	22×1-3/8 車輪完成	1	本	2		左右共通
		↑ 標準はエアータイヤ仕様となります。					
タイヤなど	X-PD12-002	22×1-3/8 タイヤのみ	1	本	2		
	X-PD12-005	22×1-3/8 チューブ+フラップセット	1	セット	2		スーパーバルブセット付
	X-PD12-006	22×1-3/8 タイヤ+チューブ+フラップセット	1	セット	2		スーパーバルブセット付
10	X-WA01-010	ARスタンダード用 座シートセット(芯金・シートビス付)	1	セット	1		AR-101の場合
	X-WA01-020	ARスタンダード低床用 座シートセット(芯金・シートビス付)	1	セット	1		AR-111の場合
		↑ 座幅・シート色をお知らせください。					
11	X-WA01-011	ARスタンダード背固定用 背シートセット(芯金・シートビス付)	1	セット	1		
		↑ 座幅・シート色をお知らせください。					
12	X-WA01-012	ARスタンダード用 レッグベルト	1	セット	1		
		↑ 座幅・シート色をお知らせください。					
注記							