



機種名/品名		AR スイングアウト フット・レッグサポート				ページ	XQY- WA22B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WA22-001L	AR-501/601/901用 スイングアウトフット・レッグサポート(左)	1	個	1		
	X-WA22-001R	AR-501/601/901用 スイングアウトフット・レッグサポート(右)	1	個	1		
	X-WA22-021L	AR-511B/911S用 スイングアウトフット・レッグサポート(左)	1	個	1		
	X-WA22-021R	AR-511B/911S用 スイングアウトフット・レッグサポート(右)	1	個	1		
2	X-PF04-021L	MAタイプ(Lサイズ穴有) φ 15. 9用フットサポート完成(左)	1	枚	1		400、420幅の場合
	X-PF04-021R	MAタイプ(Lサイズ穴有) φ 15. 9用フットサポート完成(右)	1	枚	1		
	X-PF04-022L	MAタイプ(Mサイズ穴有) φ 15. 9用フットサポート完成(左)	1	枚	1		380幅の場合
3	X-PF04-022R	MAタイプ(Mサイズ穴有) φ 15. 9用フットサポート完成(右)	1	枚	1		
	X-PG01-002L	樹脂スイングアウト用 レッグベルト(左)	1	本	1		
4	X-PG01-002R	樹脂スイングアウト用 レッグベルト(右)	1	本	1		
	X-PG01-020	φ 20用 レッグベルトホルダー	1	個	2		左右共通、ホルト・ナット付
5	X-PG01-005L	樹脂一体型スイングアウトユニット【黒レバー】(左)	1	個	1		
	X-PG01-005R	樹脂一体型スイングアウトユニット【黒レバー】(右)	1	個	1		
6	X-PG01-006	樹脂一体型スイングアウトユニット用固定ボルトセット ↑ ⑥固定ボルトが付属します。	1	本	4		ボルト1本、ナット1個
7	X-WA22-007	AR-501/601/901用 フット・レッグサポートパイプ	1	本	2		
	X-WA22-027	AR-511B/911S用 フット・レッグサポートパイプ	1	本	2		
9	X-PG01-017L	φ 22用 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット(A) (左)	1	個	1		φ 22用
	X-PG01-017R	φ 22用 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット(A) (右)	1	個	1		
10	X-PG01-011	↑ ⑩固定ボルト、⑪コの字金具セット(標準A)が付属します 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット(A)用固定ボルト	1	本	2		
11	X-PG01-012	本体側樹脂一体型スイングアウトユニット コの字金具セット(標準A) ↑ 六角穴付き止めボルト、ナットが付属します。	1	個	2		
13	X-WA22-013L	旧AR-500/600用スイングアウトフット・レッグサポート(左)	---	---	---		販売終了
	X-WA22-013R	旧AR-500/600用スイングアウトフット・レッグサポート(右)	---	---	---		販売終了
14	X-WA22-014L	旧AR-900用スイングアウトフット・レッグサポート(左)	---	---	---		販売終了
	X-WA22-014R	旧AR-900用スイングアウトフット・レッグサポート(右)	---	---	---		販売終了
注記							