


機種名/品名	<b>AR 501/601/901/911S フレーム部品</b>	ページ	XQY- WA26A
--------	-----------------------------------	-----	------------



②

機種名/品名	<b>AR 501/601/901/911S フレーム部品</b>	ページ	XQY- WA26B
--------	-----------------------------------	-----	------------

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
1	---	本体フレーム	---	---	---	---	機種により形状異なります。	
2	X-PA01-101	6分用中柱	1	個	4		φ 22×t2.8用	
3	X-PG01-017L	φ 22用 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット(A) (左)	1	個	1			
	X-PG01-017R	φ 22用 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット(A) (右)	1	個	1			
		↑ 固定ボルトおよび、④コの字金具セット(標準A)が付属します。						
4	X-PG01-012	本体側樹脂一体型スイングアウトユニット コの字金具セット(標準A)	1	個	2			
		↑ 六角穴付き止めボルト、ナットが付属します。						
5	X-WA26-005L	AR/REM跳ね上げ用 本体前側ロックユニット(F)セット(左)	1	個	1			
	X-WA26-005R	AR/REM跳ね上げ用 本体前側ロックユニット(F)セット(右)	1	個	1			
6	X-WA26-006	AR/REM跳ね上げ用 本体後側ロックユニット(H)セット	1	個	1			
7	X-WA26-007	AR/REM跳ね上げ用 立体用樹脂エックス受けセット	1	個	4		リベット付	
8	X-WA26-008	AR/REM跳ね上げ用 本体後方受側ユニットセット	1	個	2		リベット付	

注記							
----	--	--	--	--	--	--	--