



機種名/品名	SL用 押手/背折れ金具部					ページ	XQY- WA37B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WA37-001	SL用 背折れ金具クッションゴム(Aタイプ)	1	個	2		
2	X-WA37-002	SL用 背折れ金具支点ボルトセット(Aタイプ)	1	本	2		
3	---	SL用背折れピン受け段付きカラー	---	---	---	---	取付不可
4	X-PA01-004	DXグリップ ↑ 接着剤で取付けていただく事を推奨しております。	1	本	2		
5	X-PA06-002R	背折れ金具(SUS)上部(右)	1	個	2		
	X-PA06-002L	背折れ金具(SUS)上部(左)	1	個	2		
6	X-WA37-006	SL用 背折れ金具(SUS) 支点ボルトセット	1	本	2		
7	X-WA37-007	SL用 背折れ金具板バネ(Bタイプ) ↑ リベットが付属します。	1	個	2		
8	X-PA06-006	背折れ金具(SUS)上部固定ボルト【A】(2本セット) ↑ M5×28丸皿ボルト、M5SW、M5袋ナットのセット	1	個	2		2本セット
9	X-WA37-009	背折れ金具(SUS)上部段付きパイプカラー(φ22×1.25用)	1	個	2		【Bタイプ】のみ
10	X-PA01-003	スリットグリップ	1	本	2		
11	X-PB04-001L	制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(左)	1	個	1		「APSE」ロゴ
	X-PB04-001R	制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(右)	1	個	1		
12	X-PB04-004	レバー用セーフティーキャップ	1	個	2		左右共通
13	X-PA04-001	標準ワイヤー No. 1	1	本	2		MW-SL11B用
	X-PA04-003	標準ワイヤー No. 3	1	本	2		MW-SL21B用
	X-PA04-004	標準ワイヤー No. 4	1	本	2		MW-SL41B用
	X-PA04-005	標準ワイヤー No. 5	1	本	2		MW-SL31B, SL5B用
	X-PA04-006	標準ワイヤー No. 6	1	本	2		MW-SL6B用
14	X-WA37-014L	SL用 押手パイプ【Aタイプ】(左)	1	本	1		④DXグリップ付
	X-WA37-014R	SL用 押手パイプ【Aタイプ】(右)	1	本	1		
15	X-WA37-015	SL用 押手パイプ【Bタイプ】 ↑ 【Bタイプ】は左右共通です。	1	本	2		⑩スリットグリップ付
注記							