


|        |                    |     |            |
|--------|--------------------|-----|------------|
| 機種名/品名 | SL/SA用 22×1軽量ドラム車輪 | ページ | XQY- WA43A |
|--------|--------------------|-----|------------|

※ SL用とSA用は スポーク数、リム形状が異なります。  
 SL用 ... スポーク数 : 36本  
 SA用 ... スポーク数 : 28本



※ 図は参考のため、スポーク数、スポークの張り方等は現物と異なる場合があります。

|        |                    |     |            |
|--------|--------------------|-----|------------|
| 機種名/品名 | SL/SA用 22×1軽量ドラム車輪 | ページ | XQY- WA43B |
|--------|--------------------|-----|------------|

| 番号  | 品番              | 品名                                   | 注文単位 | 一台使用数 | 見積価格 | 標準納期      | 備考        |
|---|-----------------|--------------------------------------|------|-------|------|-----------|-----------|
| 1   | X-WA43-001L-4NB | 22×1 軽量ドラム車輪【4N-B】完成(左)(爪間20mm)【SL用】 | 1 本  | 1     |      |           | 36H ワイヤー無 |
|   | X-WA43-001R-4NB | 22×1 軽量ドラム車輪【4N-B】完成(右)(爪間20mm)【SL用】 | 1 本  | 1     |      |           |           |
|   | X-WA43-021L-4NB | 22×1 軽量ドラム車輪【4N-B】完成(左)(爪間20mm)【SA用】 | 1 本  | 1     |      | 28H ワイヤー無 |           |
|   | X-WA43-021R-4NB | 22×1 軽量ドラム車輪【4N-B】完成(右)(爪間20mm)【SA用】 | 1 本  | 1     |      |           |           |
| ↑ ⑳ ドラム(タイプ 2B-B)用固定金具セット(金具、スプリングワッシャー、ワッシャー、ナット)が附属します。 |                 |                                      |      |       |      |           |           |

※ 旧仕様(MW-SL1B、3B、SA-100B、110B)は 22×1ドラム車輪【2B-A】です(PD11ページ参照)。また、旧仕様はMW-SL1B、3Bが爪間25mm、SA-100B、110Bが爪間20mmです。

|    |                          |                                 |     |   |   |  |                |
|----|--------------------------|---------------------------------|-----|---|---|--|----------------|
| 2  | X-PD11-002               | 22×1 タイヤのみ                      | 1 本 | 2 |   |  |                |
| 3  | ---                      | 22×1 チューブのみ                     | -   | - | - |  | 設定無            |
| 4  | X-PD11-004               | 22×1 フラップのみ                     | 1 本 | 2 |   |  |                |
| 5  | X-PD11-005               | 22×1 チューブ+フラップセット               | 1 本 | 2 |   |  | ③、④のセット        |
| 6  | X-PD11-006               | ↑⑭スーパーバルブセットが附属します。             |     |   |   |  |                |
|    |                          | 22×1 タイヤ+チューブ+フラップセット           | 1 本 | 2 |   |  | ②、③、④のセット      |
| 7  | X-PD02-007               | バルブキャップ(青)                      | 1 個 | 2 |   |  |                |
| 8  | X-PD02-008               | バルブキャップ(黒)                      | 1 個 | 2 |   |  |                |
| 10 | X-PD02-010               | スーパーバルブ                         | 1 個 | 2 |   |  |                |
| 11 | X-PD02-011               | 虫ゴムバルブ                          | 1 個 | 2 |   |  |                |
| 13 | X-PD02-013               | スーパーバルブセット                      | 1 個 | 2 |   |  | ⑦、⑨、⑩、⑫のセット    |
| 14 | X-PD02-014               | 虫ゴムバルブセット                       | 1 個 | 2 |   |  | ⑧、⑨、⑪、⑫のセット    |
| 15 | X-PD01-007               | 車輪固定ナットセット                      | 1 個 | 2 |   |  |                |
|    |                          | ↑ スプリングワッシャー、ワッシャー、ナットの三点セットです。 |     |   |   |  |                |
| 17 | X-PD11-017<br>X-PD11-027 | 22インチ爪間20mm 樹脂ハンドリム             | 1 本 | 2 |   |  |                |
|    |                          | 22インチ爪間25mm 樹脂ハンドリム             | 1 本 | 2 |   |  |                |
| 18 | X-PD08-018               | 樹脂ハンドリム用ボルト(4本セット)              | 1 個 | 2 |   |  |                |
| 20 | X-PD01-006               | ドラム(タイプ 2B-B)用固定金具セット           | 1 個 | 2 |   |  | 2B-B、4N-B共用です。 |

注記