



2018/8/29修正A

機種名／品名		REM(スタンダードタイプ) 押手				ページ	XQY- WA70B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	---	背折れ金具(SUS)下部	---	---	---		設定無
2	X-PA06-002R	背折れ金具(SUS)上部(右)	1	個	1		
	X-PA06-002L	背折れ金具(SUS)上部(左)	1	個	1		
3	X-PA06-003	背折れ金具クッションゴム Aタイプ	1	個	2		
4	X-PA06-004	背折れ金具(SUS)用 支点ボルトセット	1	本	2		
5	X-PA06-005R	背折れ金具(SUS)(右)	1	個	1		
	X-PA06-005L	背折れ金具(SUS)(左)	1	個	1		
6	X-PA06-006	背折れ金具(SUS)上部固定ボルト【A】(2本セット)	1	個	2		2本セット
7	X-PA06-008	背折れ金具(SUS)上部固定ボルト【E】(2本セット)	1	個	2		2本セット
8	X-WA70-008	REM-1/2/3/4/5/6用 押手パイプ	1	本	2		
	X-WA70-018	REM-7/8用 押手パイプ	1	本	2		
	X-WA70-019	REM-9/10用 押手パイプ	1	本	2		
↑ 機種により寸法、シートビス穴など異なりますので、ご指定ください。							
9	X-PA01-004	DXグリップ	1	本	2		接着剤必要
	↑ 接着剤で取付けていただく事を推奨しております。						
10	X-PA01-005	反射板グリップ	1	本	2		接着剤必要
	↑ 旧仕様になります。接着剤で取付けていただく事を推奨しております。						
11	X-PA06-007	背折れ金具(SUS)下部固定ボルト【C】(2本セット)	1	個	2		2本セット
12	X-PB04-001L	制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(左)	1	個	1		「APSE」ロゴ
	X-PB04-001R	制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(右)	1	個	1		
13	X-PB04-004	レバー用セーフティーキャップ	1	個	2		左右共通し
14	X-PA04-004	標準ワイヤー No. 4	1	本	2		
	↑ REM-1, 2, 4, 6用						
	X-PA04-005	標準ワイヤー No. 5	1	本	2		
↑ REM-3, 5用							
	X-WA70-014	REM-8/10用 キャリパーワイヤー	1	本	2		
注記							