



機種名/品名		REM-101 押手/制動用ブレーキワイヤー					ページ	XQY- WA82B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
1	---	背折れ金具(SUS)下部	---	---	---	---	設定無	
2	X-PA06-002R	背折れ金具(SUS)上部(右)	1	個	2			
	X-PA06-002L	背折れ金具(SUS)上部(左)	1	個	2			
3	X-PA06-003	背折れ金具(SUS)用 クッションゴム	1	個	2			
4	X-PA06-004	背折れ金具(SUS)用 支点ボルトセット	1	本	2			
5	X-PA06-005R	背折れ金具(SUS)(右)	1	個	1			
	X-PA06-005L	背折れ金具(SUS)(左)	1	個	1			
6	X-PA06-008	背折れ金具(SUS)上部固定ボルト【E】(2本セット)	1	個	2		2本セット	
7	X-PA06-007	背折れ金具(SUS)下部固定ボルト【C】(2本セット)	1	個	2		2本セット	
8	X-WA82-008L	REM-101用 押手パイプ(左)	1	本	2		⑨DXグリップ付	
	X-WA82-008R	REM-101用 押手パイプ(右)	1	本	2			
9	X-PA01-004	DXグリップ	1	本	2		接着剤必要	
		↑ 接着剤で取付けていただく事を推奨しております。						
10	X-PB04-002L	制動用ブレーキレバー【Bタイプ】(左)	4	個	4		「LEECH」ロゴ 販売終了	
	X-PB04-002R	制動用ブレーキレバー【Bタイプ】(右)	4	個	4			
	X-PB04-001L	制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(左)	1	個	1		「APSE」ロゴ	
	X-PB04-001R	制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(右)	1	個	1			
	↑ 2015年4月頃まで【Bタイプ】LEECHロゴ。現在は【Aタイプ】APSEロゴに統一しています。							
11	X-PB04-004	レバー用セーフティーキャップ	1	個	2		左右無し	
13	X-WA28-005	制動用ブレーキ上部着脱ワイヤー	1	本	2			
14	X-WA28-006	ワイヤー着脱ケース	1	個	2			
15	X-WA28-007	制動用ブレーキ下部着脱ワイヤー (自走用)	1	本	2			
	X-WA28-017	制動用ブレーキ下部着脱ワイヤー (介助用)	1	本	2			

着脱ワイヤー(上部) 自走/介助 共通		 着脱ケース
着脱ワイヤー(下部) 自走用		
着脱ワイヤー(下部) 介助用		