



②

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WB03-001L	USL用 押手パイプ(左)	1	本	1		④φ 22グリップ付
	X-WB03-001R	USL用 押手パイプ(右)	1	本	1		
2	X-WB03-002	USL用 背折れ金具部ボルトセット	1	本	2		
3	X-WB03-003	USL用 背折れゴム	1	個	2		
4	X-PA01-002	φ 22用グリップ	1	本	2		φ 22mm用
		↑ 接着剤で取付けていただく事を推奨しております。					
5	X-WB03-005L	制動用ブレーキレバー(直引きタイプ)(左)	1	個	1		
	X-WB03-005R	制動用ブレーキレバー(直引きタイプ)(右)	1	個	1		
6	X-WB04-004	レバー用セーフティーキャップ	1	個	2		
7	X-WB03-007	USL用 ワイヤー(自走用)	1	本	2		
	X-WB03-017	USL用 ワイヤー(介助用)	1	本	2		
8	X-PB04-006	六角ワイヤーアジャスト	1	個	2		ナット付
9	X-PB04-007	ドラムハブ用パネ	1	本	2		
10	X-PB04-008	丸頭ワイヤー止め(ダルマ)	1	個	2		
11	X-PB04-009	ワイヤー先端アルミ管	1	個	2		

注記	
----	--