



機種名/品名		<b>MYシリーズ キャスタ/ブレーキ</b>	ページ	XQY- WB27B			
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WB27-001	シャフト式 6インチスーパーアジャスタブルキャスト	1 個	2			
2	X-WB27-002	MY用 キャスタ固定部品セット	1 個	2			
3	X-PC11-003	シャフト式 アジャスタブルフォーク	1 個	2			
4	X-WB27-004	6インチスーパーキャスト輪(アジャスタブル用ボルト付セット)	1 個	2			
		↑ ボルト1本(M6×67)、ナット1個付					
5	X-WB27-005	スーパーキャスト輪アジャスタブル用ボルトセット	1 本	2			
		↑ ボルト1本(M6×67)、ナット1個					
6	X-PC06-019	6インチスーパーキャスト輪用カラー(2個セット)	1 個	2			2個セット
7	X-PC01-023	キャスト輪用ベアリング	1 個	4			608ZZ
		↑ 一輪に2個必要です。					
9	X-WB27-009	パッキン式 6インチスーパーアジャスタブルキャスト	1 個	2			旧仕様
11	X-WB27-011L	MY用 ミニタックルブレーキセット(ブロック、プレート付)(左)	1 個	1			
	X-WB27-011R	MY用 ミニタックルブレーキセット(ブロック、プレート付)(右)	1 個	1			
12	X-WB27-012L	MY用 ミニタックルブレーキ(左)	1 個	1			
	X-WB27-012R	MY用 ミニタックルブレーキ(右)	1 個	1			
		↑ カバー色:黒、⑬ にぎりゴム(オレンジ)付					
13	X-PB02-024	ミニタックルブレーキ用にぎりゴム(オレンジ)	1 個	1			
14	X-WB27-014L	MY用 ミニタックルブレーキ取付部品セット(左)	1 個	1			ブロック、プレート
	X-WB27-014R	MY用 ミニタックルブレーキ取付部品セット(右)	1 個	1			
16	X-WB27-015L	旧MY用 ミニタックルブレーキセット(ブロック付)(左)	1 個	1			旧仕様
	X-WB27-015R	旧MY用 ミニタックルブレーキセット(ブロック付)(右)	1 個	1			
注記							