



※ ⑫リムナット(ロングバルブ用)はNEXT自走車輪専用となります。
バルブ関連はNEXTシリーズ'介助用車輪のページ(WC32)をご参照ください。

機種名／品名		NEXTシリーズ 自走用車輪				ページ	XQY- WC31B	
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
1	X-WC31-022L	NEXT用 22×1-1/4軽量ドラム車輪セット(左)	1	本	1		ワイヤー無	
	X-WC31-022R	NEXT用 22×1-1/4軽量ドラム車輪セット(右)	1	本	1			
	X-WC31-020L	NEXT用 20×1-1/4軽量ドラム車輪セット(左)	1	本	1		ワイヤー無	
	X-WC31-020R	NEXT用 20×1-1/4軽量ドラム車輪セット(右)	1	本	1			
	X-WC31-024L	NEXT用 24×1-1/4軽量ドラム車輪セット(左)	1	本	1		ワイヤー無	
	X-WC31-024R	NEXT用 24×1-1/4軽量ドラム車輪セット(右)	1	本	1			
↑ ①が付属します。標準はエアータイヤ仕様となります。								
2	X-WC31-032	22×1-1/4 タイヤのみ(NEXT用)	1	本	2			
	X-WC31-030	20×1-1/4 タイヤのみ(NEXT用)	1	本	2			
	X-WC31-034	24×1-1/4 タイヤのみ(NEXT用)	1	本	2			
3	---	22×1-1/4 チューブ(NEXT用ロングバルブ仕様)のみ	-	-	-		設定無	
	---	20×1-1/4 チューブ(NEXT用ロングバルブ仕様)のみ	-	-	-			
	---	24×1-1/4 チューブ(NEXT用ロングバルブ仕様)のみ	-	-	-			
4	X-WC31-082	22×1-1/4 フラップ(NEXT用ハードタイプ)のみ	1	本	2			
	X-WC31-080	20×1-1/4 フラップ(NEXT用ハードタイプ)のみ	1	本	2			
	X-WC31-084	24×1-1/4 フラップ(NEXT用ハードタイプ)のみ	1	本	2			
5	X-WC31-042	22×1-1/4 チューブ+フラップセット(NEXT用)	1	本	2			
	X-WC31-040	20×1-1/4 チューブ+フラップセット(NEXT用)	1	本	2			
	X-WC31-044	24×1-1/4 チューブ+フラップセット(NEXT用)	1	本	2			
	↑ ⑬スーパーバルブセットが付属します。							
	X-WC31-142	22×1-1/4 チューブ+フラップセット(NEXT用) 虫ゴム	1	本	2			
	X-WC31-140	20×1-1/4 チューブ+フラップセット(NEXT用) 虫ゴム	1	本	2			
6	X-WC31-152	22×1-1/4 タイヤ+チューブ+フラップセット(NEXT用) 虫ゴム	1	本	2			
	X-WC31-050	20×1-1/4 タイヤ+チューブ+フラップセット(NEXT用)	1	本	2			
	X-WC31-054	24×1-1/4 タイヤ+チューブ+フラップセット(NEXT用)	1	本	2			
	↑ ⑬スーパーバルブセットが付属します。							
	X-WC31-152	22×1-1/4 タイヤ+チューブ+フラップセット(NEXT用) 虫ゴム	1	本	2			
	X-WC31-150	20×1-1/4 タイヤ+チューブ+フラップセット(NEXT用) 虫ゴム	1	本	2			
	X-WC31-154	24×1-1/4 タイヤ+チューブ+フラップセット(NEXT用) 虫ゴム	1	本	2			
↑ ⑭虫ゴムバルブセットが付属します。								

