



番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WC32-001L	NEXT用 16×1-3/8軽量ドラム車輪セット(左)	1	本	1		ワイヤー無
	X-WC32-001R	NEXT用 16×1-3/8軽量ドラム車輪セット(右)	1	本	1		ワイヤー無
2	X-PD07-002	↑ ⑮が付属します。標準はエアータイヤ仕様となります。 16×1-3/8 タイヤのみ	1	本	2		
3	---	16×1-3/8 チューブのみ	-	-	-		設定無
	X-PD07-005	16×1-3/8 チューブ+スーパーバルブ セット	1	本	2		③、⑭のセット
4	---	16×1-3/8 フラップのみ	-	-	-		設定無
		↑ ※ 樹脂ホイールの場合、フラップは不要です。					
6	X-PD07-006	16×1-3/8 タイヤ+チューブセット	1	本	2		②、③のセット
		↑ ⑬スーパーバルブセットが附属します。フラップは付属しません。(樹脂ホイールの場合使用しません)					
7	X-PD02-007	バルブキャップ(青)	1	個	2		
8	X-PD02-008	バルブキャップ(黒)	1	個	2		
9	---	トップナット	-	-	-	-	セットでの販売となります
10	X-PD02-010	スーパーバルブ	1	個	2		
11	X-PD02-011	虫ゴムバルブ	1	個	2		
12	---	リムナット	-	-	-	-	セットでの販売となります
13	X-PD02-013	スーパーバルブセット	1	個	2		⑦、⑨、⑩、⑫のセット
14	X-PD02-014	虫ゴムバルブセット	1	個	2		⑧、⑨、⑪、⑫のセット
15	X-WC31-017	NEXT用 車輪固定ナットセット	1	個	2		平W, SW付
16	X-PD04-016	樹脂ホイール用キャップ	1	個	2		

注記	
----	--