



### A タイプ




本体フレーム

### B タイプ



本体フレーム

### C タイプ



本体フレーム

機種により、本体フレームの形状が異なります。

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
1	X-WC38-001L	NEXT用 ミニタックルブレーキセット(左)	1	個	1			
	X-WC38-001R	NEXT用 ミニタックルブレーキセット(右)	1	個	1			
プレート、ボルト、にぎりゴムが付属します。								
2	X-WC38-002	NEXT用 ミニタックル固定プレート	1	枚	2			
3	X-WC38-003	NEXT用 ミニタックル固定ボルト(2本セット)	1	個	2			
4	X-PB02-024	ミニタックルブレーキ用にぎりゴム(オレンジ)	1	個	1			
5	X-WC38-005L	NEXT用 ミニタックル調整プレート(Bタイプ)(左)	1	個	1		ボルト付 プレート黒色	
	X-WC38-005R	NEXT用 ミニタックル調整プレート(Bタイプ)(右)	1	個	1			
が付属します。								
6	X-WC38-006	NEXT用 ミニタックル調整プレート固定ボルトセット	1	個	2			
	プレート、ボルト2本のセット							
7	X-WC38-007L	NEXT用 ミニタックル調整プレート(Cタイプ)(左)	1	個	1		ボルト付 プレートシルバー	
	X-WC38-007R	NEXT用 ミニタックル調整プレート(Cタイプ)(右)	1	個	1			
が付属します。								
< 駐車用ブレーキ一覧表 >								
	機種名	A タイプ	B タイプ	C タイプ	機種名	A タイプ	B タイプ	C タイプ
	NEXT-11B				NEXT-71B	-	-	-
	NEXT-21B				NEXT-81B			
	NEXT-31B				NEXT-70B	-	-	-
	NEXT-41B				NEXT-80B			
	NEXT-51B							
	NEXT-61B							
	NEXT-10B							
	NEXT-20B							
	NEXT-12B							
	NEXT-22B							
	NEXT-50B							
	NEXT-60B							

注記