



2019/2/7修正D

機種名/品名		NEXTシリーズ オプション②				ページ	XQY- WC92B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WC92-010	NEXT用 杖入れ ↑ ①、②、③、④、⑤、⑥、⑦全て含まれます。	1	個	1		
2	X-WC92-002	NEXT用 杖入れ下部固定金具	1	個	2		M6×35キャップボルト
3	X-WC92-003	NEXT用 杖入れ上部 ↑ ④、⑤のセット	1	個	1		
4	X-WC92-004	NEXT用 杖入れ上部固定金具	1	個	1		M6×30キャップボルト
5	X-PX05-005	杖入れ上部固定ベルトのみ	1	本	1		
6	X-PA90-014	対辺 4mm サービス六角レンチ	1	本	1		
7	X-WC92-006	NEXT用 杖入れ 取扱説明書 ↑ ホームページのダウンロードサービス(無料)をご活用ください。	1	冊	1		
	X-WC92-034	NEXT用 後方ガートル架セット	4	個	4		販売終了
	X-PX03-015	後方ガートル架セット(鉄一本物) ↑ 標準は鉄一本物ガートル棒が付属します。	1	セット	1		
	X-WC92-024	NEXT用 後方ガートル架セット(アルミ伸縮)	4	個	4		販売終了
	X-PX03-025	後方ガートル架セット(アルミ伸縮)	1	セット	1		
11	X-PX03-001	鉄一本物ガートル棒	1	本	1		
12	X-PX03-002	アルミ伸縮式ガートル棒	1	本	1		
13	X-WC92-013	NEXT用 後方ガートル架受金具	4	個	4		販売終了
	X-PX03-007	後方ガートル架受金具 ↑ ⑭、⑮、⑯、⑰が含まれます。	1	個	1		
14	X-PA03-023	M8×20 ノブボルト	1	個	1		
15	X-PX03-008	M8 ノブボルト用パネ	1	本	1		
16	X-PX03-009	後方ガートル架上部受金具	1	個	1		
17	X-WC92-017	NEXT用 ガートル架 取扱説明書	4	冊	4		販売終了
	X-PX03-013	ガートル架 取扱説明書 ↑ ホームページのダウンロードサービス(無料)をご活用ください。	1	冊	1		
18	X-PX05-006	パイプ径調整チューブ(ショート) ↑ 取付部のパイプが細い場合に使用するチューブです。	1	個	1		
注記							