



③ 2017/11/9修正

| 機種名/品名 | | NEXTシリーズ オプション② | | | | | ページ | XQY- WC92B |
|--------|------------|---|------|-------|------|------|--------------|------------|
| 番号 | 品番 | 品名 | 注文単位 | 一台使用数 | 見積価格 | 標準納期 | 備考 | |
| 1 | X-WC92-010 | NEXT用 杖入れ ↑ ①、②、③、④、⑤、⑥、⑦全て含まれます。 | 1 | 個 | 1 | | | |
| 2 | X-WC92-002 | NEXT用 杖入れ下部固定金具 | 1 | 個 | 2 | | M6×35キャップボルト | |
| 3 | X-WC92-003 | NEXT用 杖入れ上部 ↑ ④、⑤のセット | 1 | 個 | 1 | | | |
| 4 | X-WC92-004 | NEXT用 杖入れ上部固定金具 | 1 | 個 | 1 | | M6×30キャップボルト | |
| 5 | X-PX05-005 | 杖入れ上部固定ベルトのみ | 1 | 本 | 1 | | | |
| 6 | X-PA90-014 | 対辺 4mm サービス六角レンチ | 1 | 本 | 1 | | | |
| 7 | X-WC92-006 | NEXT用 杖入れ 取扱説明書 ↑ ホームページのダウンロードサービス(無料)をご活用ください。 | 1 | 冊 | 1 | | | |
| . | X-WC92-034 | NEXT用 後方ガードル架セット ↑ 標準は鉄一本物ガードル棒が付属します。 | 1 | 個 | 1 | | | |
| . | X-WC92-024 | NEXT用 後方ガードル架セット(アルミ伸縮) | 1 | 個 | 1 | | | |
| 11 | X-PX03-001 | 鉄一本物ガードル棒 | 1 | 本 | 1 | | | |
| 12 | X-PX03-002 | アルミ伸縮式ガードル棒 | 1 | 本 | 1 | | | |
| 13 | X-PX03-007 | 後方ガードル架受金具 ↑ ⑭、⑮、⑯が含まれます。 | 1 | 個 | 1 | | ⑰も付属 | |
| 14 | X-PA03-023 | M8×20 ノブボルト | 1 | 個 | 1 | | | |
| 15 | X-PX03-008 | ノブボルト用バネ | 1 | 本 | 1 | | | |
| 16 | X-PX03-009 | 後方ガードル架上部受金具 | 1 | 個 | 1 | | | |
| 17 | X-WC92-017 | NEXT用 ガードル架 取扱説明書 ↑ ホームページのダウンロードサービス(無料)をご活用ください。 | 1 | 冊 | 1 | | | |
| 注記 | | | | | | | | |