



2018/2/14修正A

機種名／品名		NEXT6輪シリーズ 介助用車輪				ページ	XQY- WC58B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WC58-022L	NEXT6輪用 16×1-3/8ドラム車輪セット(左)	1	本	1		NEXT-81B用(ワイヤ-無)
	X-WC58-022R	NEXT6輪用 16×1-3/8ドラム車輪セット(右)	1	本	1		NEXT-81B用(ワイヤ-有)
	X-WC58-023L	NEXT6輪用 16×1-3/8ドラム車輪セット(左) ワイヤ-NXL02付	1	本	1		NEXT-81B用(ワイヤ-有)
	X-WC58-023R	NEXT6輪用 16×1-3/8ドラム車輪セット(右) ワイヤ-NXL02付	1	本	1		NEXT-81B用(ワイヤ-有)
	X-WC58-020L	NEXT6輪用 12×1-3/8ドラム車輪セット(左)	1	本	1		NEXT-80B用(ワイヤ-無)
	X-WC58-020R	NEXT6輪用 12×1-3/8ドラム車輪セット(右)	1	本	1		NEXT-80B用(ワイヤ-無)
	X-WC58-021L	NEXT6輪用 12×1-3/8ドラム車輪セット(左) ワイヤ-NXL02付	1	本	1		NEXT-80B用(ワイヤ-有)
	X-WC58-021R	NEXT6輪用 12×1-3/8ドラム車輪セット(右) ワイヤ-NXL02付	1	本	1		NEXT-80B用(ワイヤ-有)
		↑ 標準はエア-タイヤ仕様となります。					
2	X-PD07-002	16×1-3/8 タイヤのみ	1	本	2		
	X-PD03-002	12×1-3/8 タイヤのみ	1	本	2		
3	X-PD07-005	16×1-3/8 チューブ+スーパーバルブ セット	1	本	2		③、⑭のセット
	X-PD03-005	12×1-3/8 チューブ+フラップセット	1	本	2		③、⑭のセット
6	X-PD07-006	16×1-3/8 タイヤ+チューブセット	1	本	2		②、③、⑭のセット
	X-PD03-006	12×1-3/8 タイヤ+チューブ+フラップセット	1	本	2		②、③、⑭のセット
		↑ ⑭スーパーバルブセットが附属します。(樹脂ホイールの場合フラップは使用しません)					
7	X-PD02-007	バルブキャップ(青)	1	個	2		
8	X-PD02-008	バルブキャップ(黒)	1	個	2		
9	---	トップナット	-	-	-	-	セットでの販売となります
10	X-PD02-010	スーパーバルブ	1	個	2		
11	X-PD02-011	虫ゴムバルブ	1	個	2		
12	---	リムナット	-	-	-	-	セットでの販売となります
13	X-PD02-013	スーパーバルブセット	1	個	2		⑦、⑨、⑩、⑫のセット
	X-WC31-013	スーパーバルブセット(ロングバルブ用)	1	個	2		⑦、⑨、⑩、⑫のセット
		↑ ロングバルブ用はリムナットが異なります。					
14	X-PD02-014	虫ゴムバルブセット	1	個	2		⑧、⑨、⑪、⑫のセット
15	X-WC57-017	NEXT6輪用 車輪固定ナットセット	1	個	2		コの字金具、平W、SW付
16	X-PD04-016	樹脂ホイール用キャップ	1	個	2		
注記							