



**Cタイプ**  
 介助用NEXT-81B, 80Bのみ  
 自走用は自走用車輪/駐車ブレーキ  
 のページ[WC57]をご参照ください。

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見種価格	標準納期	備考
1	X-PA01-007	NEXTグリップ 接着剤で取付けていただく事を推奨しております。	1	本	1		接着剤必要
2	X-WC35-003L	NEXT用 制動用ブレーキレバー(左)	1	個	1		
	X-WC35-003R	NEXT用 制動用ブレーキレバー(右)	1	個	1		
3	X-PB04-007	ドラムハブ用パネ	1	本	2		
4	X-WC35-021	NEXTブレーキワイヤー NXL01	1	本	2		
	X-WC35-022	NEXTブレーキワイヤー NXL02	1	本	2		
下表で機種・ワイヤー番号をご確認ください。							
5	X-WC59-005	NEXT6輪用 ドラロック調整ボルト	1	本	2		ナット付
9	X-WC59-007	NEXT6輪用 ドラロック引きパネ	1	本	2		
< ワイヤー一覧表 >							
	機種名	ワイヤー番号	ワイヤーの刻印をご確認ください。				
		NXL01	NXL02	刻印末尾のアルファベットは製造上の記号であり、 ご注文時には関係ありません(例:NXL02-A)			
	NEXT-71B						
	NEXT-81B						
	NEXT-70B						
	NEXT-80B						
11	X-WC38-001L	NEXT用 ミニタックルブレーキセット(左)	1	個	1		
	X-WC38-001R	NEXT用 ミニタックルブレーキセット(右)	1	個	1		
プレート、ボルト、にぎりゴムが付属します。							
12	X-WC38-002	NEXT用 ミニタックル固定プレート	1	枚	2		
13	X-WC38-003	NEXT用 ミニタックル固定ボルト(2本セット)	1	個	2		
14	X-PB02-024	ミニタックルブレーキ用にぎりゴム(オレンジ)	1	個	2		
15	X-WC38-006	NEXT用 ミニタックル調整プレート固定ボルトセット	1	個	2		
	プレート、ボルト2本のセット						
16	X-WC38-007L	NEXT用 ミニタックル調整プレート(Cタイプ)(左)	1	個	1		ボルト付
	X-WC38-007R	NEXT用 ミニタックル調整プレート(Cタイプ)(右)	1	個	1		プレートシルバー
固定ボルトセットが付属します。							
注記							