



2018/9/19修正C

機種名／品名		NEXT6輪シリーズ キャスタ				ページ	XQY- WC60B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WC60-001	キャスタクランプボルト【N】セット	1	本	4		
2	X-WC60-002	NEXT6輪用 キャスタ完成(フロントロングタイプ)	1	個	2		①ボルト付
3	X-WC60-003	NEXT6輪用 キャスタ完成(フロントショートタイプ)	1	個	2		①ボルト付
4	X-WC60-004	NEXT6輪用 キャスタ完成(リアロングタイプ)	1	個	2		①ボルト付
5	X-WC60-005	NEXT6輪用 キャスタ(ロングシャフトタイプ)	1	個	4/2		
6	X-WC60-006	NEXT6輪用 キャスタ(ショートシャフトタイプ)	1	個	2		
7	X-WC60-007	NEXT6輪用 フォーク(ロングシャフトタイプ)	1	個	4/2		
8	X-WC60-008	NEXT6輪用 フォーク(ショートシャフトタイプ)	1	個	2		
9	X-WC60-009	NEXT6輪用 キャスタカラー(2個セット)	1	個	4		2個セット
10	X-WC37-005	キャスタ固定ボルト【N】セット	1	個	4		M6×60キャップボルト
11	X-WC60-011	NEXT6輪用 4インチキャスタ輪セット	1	個	4		
		↑⑨、⑩が付属します。					
12	X-WC60-012	NEXT6輪用 キャスタバンパーゴム	1	個	4		
13	X-WC60-013	NEXT6輪用 キャスタケースのみ(フロントロングタイプ)	1	個	2		
14	X-WC60-014	NEXT6輪用 キャスタケースのみ(フロントショートタイプ)	1	個	2		
15	X-WC60-015	NEXT6輪用 キャスタケースのみ(リアロングタイプ)	1	個	2		
16	X-WC60-016	NEXT6輪用 キャスタケースキャップ	1	個	4		

< キャスタ部品一覧表 >

機種名	部品番号									
	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑬	⑭	⑮
NEXT-71B	フロント		リア	フロント、リア		フロント、リア		フロント		リア
NEXT-81B	フロント		リア	フロント、リア		フロント、リア		フロント		リア
NEXT-70B		フロント	リア	リア	フロント	リア	フロント		フロント	リア
NEXT-80B		フロント	リア	リア	フロント	リア	フロント		フロント	リア

注記