



2017/12/11修正A

機種名 / 品名		リクライニング車いす CM-50			ページ	XQY- WF31B	
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	---	CM-50 本体	---	---	---		設定無
2	X-WF35-011L	CM-50 / 54用 アームサポート(左)	1 本	1			
	X-WF35-011R	CM-50 / 54用 アームサポート(右)	1 本	1			
3	X-PF01-023L	三角ナット式 19.1用DMタイプフットサポート完成(左)	1 枚	1			
	X-PF01-023R	三角ナット式 19.1用DMタイプフットサポート完成(右)	1 枚	1			
4	X-PC04-025	7インチソリッドキャスト Eセット	1 個	2			
キャスト輪	X-PC04-022	7インチソリッドキャスト輪(ボルト付セット)	1 個	2			
5	X-PB01-006L	平型鉄タックルブレーキ(左)	1 個	1			
	X-PB01-006R	平型鉄タックルブレーキ(右)	1 個	1			
6	X-PD13-001	24 x 1 - 3 / 8 車輪完成	1 本	2			
		標準はエアータイヤ仕様となります。					
タイヤなど	X-PD13-002	24 x 1 - 3 / 8 タイヤのみ	1 本	2			
	X-PD13-005	24 x 1 - 3 / 8 チューブ+フラップセット	1 本	2			スーパーバルブセット付
	X-PD13-006	24 x 1 - 3 / 8 タイヤ+チューブ+フラップセット	1 本	2			スーパーバルブセット付
7	X-PA01-101	6分用中栓	1 個	2			19 x t1.2用
8	X-WF31-008	CM-50 / 54用 ヘッドサポートパイプ	1 本	1			
9	X-WF31-009-40B35	CM-50 / 54用 ヘッドサポートセット B-35	1 個	1			
	X-WF31-009-40B36	CM-50 / 54用 ヘッドサポートセット B-36	1 個	1			、 のセット
10	X-WF31-010-40B35	CM-50番台用 座シートセット(芯金・シートビス付) B-35	1 枚	1			
	X-WF31-010-40B36	CM-50番台用 座シートセット(芯金・シートビス付) B-36	1 枚	1			
11	X-WF31-011-40B35	CM-50番台用 背シートセット(芯金・シートビス付) B-35	1 枚	1			
	X-WF31-011-40B36	CM-50番台用 背シートセット(芯金・シートビス付) B-36	1 枚	1			
12	X-WF31-012-40B35	CM-50番台用 ヘッドサポートシート B-35	1 枚	1			
	X-WF31-012-40B36	CM-50番台用 ヘッドサポートシート B-36	1 枚	1			
13	X-WF31-013-00B35	CM-50番台用 枕 B-35	1 個	1			
	X-WF31-013-00B36	CM-50番台用 枕 B-36	1 個	1			
14	X-WF31-014	CM-50番台用 シートベルト	1 本	1			
16	X-WF39-001L	CM-50 / 54用 エレベーターフット・レッグサポートセット(左)	1 個	1			支点ボルト付
	X-WF39-001R	CM-50 / 54用 エレベーターフット・レッグサポートセット(右)	1 個	1			
17	X-WF31-017L	CM-50 / 54用 エレベーター部完成(左)	1 個	1			支点ボルト付
	X-WF31-017R	CM-50 / 54用 エレベーター部完成(右)	1 個	1			
注記							