



2018/4/6修正A

機種名/品名		REM-11/12 サイドフレーム				ページ	XQY- WE24B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	---	REM-11 本体フレーム(左)	---	---	---	-	設定無
	---	REM-11 本体フレーム(右)	---	---	---	-	
	---	REM-12 本体フレーム(左)	---	---	---	-	設定無
	---	REM-12 本体フレーム(右)	---	---	---	-	
2	X-WE24-002L	REM-11/12用 バックサポートフレーム(左)	1	本	1		
	X-WE24-002R	REM-11/12用 バックサポートフレーム(右)	1	本	1		
3	X-WE26-001L	REM-11/12用 エレベータリングフット・レッグサポートセット(左)	1	個	1		支点ボルト付
	X-WE26-001R	REM-11/12用 エレベータリングフット・レッグサポートセット(右)	1	個	1		
4	X-WE04-004	↑ ④エレベータリング支点ボルトセットが付属します。 アルミクラー用 エレベータリング支点ボルトセット	1	本	2		
5	X-WE04-005L	アルミクラー用 プッシュメカロック【小】セット(左)	1	個	1		
	X-WE04-005R	アルミクラー用 プッシュメカロック【小】セット(右)	1	個	1		
6	X-PA03-010	セフティーロック(黒)	1	個	2		
7	X-WE04-007	アルミクラー用 リクライニング支点ボルトセット	1	本	2		
8	X-WE04-008L	アルミクラー用 プッシュメカロック【大】セット(左)	1	個	1		支点ボルト付
	X-WE04-008R	アルミクラー用 プッシュメカロック【大】セット(右)	1	個	1		
9	X-PA03-010	↑ 上下支点ボルトセットが付属します。 セフティーロック(黒)	1	個	2		⑥と共通
10	X-PA01-006	φ22貫通グリッブ	1	本	2		
11	X-PA01-101	6分用中栓	1	個	2		
13	X-WE26-010L	旧REM-11/12用 フット・レッグサポートセット(左)	1	個	1		支点ボルト付
	X-WE26-010R	旧REM-11/12用 フット・レッグサポートセット(右)	1	個	1		
15	X-WE04-015L	旧アルミクラー用 メカロック【小】セット(左)	1	個	1		ボルト・ナット・カバー付
	X-WE04-015R	旧アルミクラー用 メカロック【小】セット(右)	1	個	1		
17	X-WE04-017L	旧アルミクラー用 標準メカロック【大】セット(左)	1	個	1		支点ボルト付
	X-WE04-017R	旧アルミクラー用 標準メカロック【大】セット(右)	1	個	1		
		↑ 上下支点ボルトセットが付属します。					
注記	⑧付属品 : プッシュメカロック【大】アルミクラー用ボルト(M8×40、35各1本)、アルミクラー用カラー(S、L各1個)平W(2枚)、M8ナイロンNT(2個) ⑩付属品 : 標準メカロック【大】アルミクラー用ボルト(M8×45、35各1本)、アルミクラー用カラー(SUS1個)平W(7枚)、SW(2枚)、M8袋NT(2個)						