



2018/5/1修正B

機種名／品名		REM-11/12 リクライニングレバー・縮み止め				ページ	XQY- WE25B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WE05-001	アルミリクラ用 縮み止めセット ↑ ②、⑯が付属します	1	台分	1		
2	X-PA03-029	縮み止め用ノブボルト(M8段付き)	1	個	1		
3	X-WF38-003L	リクライニング用レバー【Aタイプ】(左)	1	個	1		「APSE」ロゴ
	X-WF38-003R	リクライニング用レバー【Aタイプ】(右)	1	個	1		
4	X-PB04-004	レバー用セーフティーキャップ	1	個	2		
↓ オプションのドラムブレーキ付きの場合							
5	X-PA05-026L	コンビネーションレバー(左)	1	本	1		
	X-PA05-026R	コンビネーションレバー(右)	1	本	1		
6	X-WE05-006	アルミリクラ用 コンビネーションレバーワイヤー(リクラ用)	1	本	2		刻印：M-22
7	X-WE05-007	アルミリクラ用 介助ドラムブレーキワイヤー	1	本	2		刻印：No.2
8	X-WE04-008L	アルミリクラ用 プッシュメカロック【大】セット(左)	1	本	1		⑩、支点ボルト付
	X-WE04-008R	アルミリクラ用 プッシュメカロック【大】セット(右)	1	本	1		
9	X-WE05-009	アルミリクラ用 プッシュメカロック【大】ワイヤー ↑ ⑪が付属します。	1	本	2		
10	X-PB04-008	丸頭ワイヤー止め(ダルマ)	1	個	2		
11	X-PB04-009	ワイヤー先端アルミ管	1	個	2		
12	X-WE04-017L	旧アルミリクラ用 標準メカロック【大】セット(左)	1	本	1		支点ボルト付
	X-WE04-017R	旧アルミリクラ用 標準メカロック【大】セット(右)	1	本	1		
13	X-WE05-013	旧アルミリクラ用 標準メカロック【大】ワイヤー アジャスト付タイプ【M-05】	1	本	2		刻印：M-05
14	X-WE05-014	旧アルミリクラ用 標準メカロック【大】ワイヤー 止め金具タイプ【M-23】 ↑ ⑬と互換性あります。(ただし、メカロック【大】用六角アジャスト(ナットダブル)X-PA05-012、⑪、⑮、⑯ 必要)	1	本	2		刻印：M-23
15	X-PA05-013	メカロック【大】用スプリング	1	本	2		
16	X-PA04-011	真ちゅうワイヤー止め金具	1	個	2		
17	X-PA04-022	結束バンド 150mm	1	本	2		
19	X-WE05-019	アルミリクラ用 縮み止め部ワッシャー(4枚セット)	1	個	1		ワッシャー4枚セット
注記	⑥ 刻印【M-22】の固定方法は、⑭と同じです。						