



2018/5/29修正C

機種名／品名		FR-11R 背フレーム／フットブレーキ				ページ	XQY- WF52B	
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
1	---	FR-11R用 バックサポートフレーム上部	---	---	---	-	-	設定無
2	---	FR-11R用 バックサポートフレーム下部	---	---	---	-	-	設定無
3	X-WF52-003	FR-11R用 背上下連結インナーパイプ ↑ 下側固定用のボルトが1本付属します。	1	本	2			
4	X-WF52-004	FR-11R用 背上下連結部固定ボルト ↑ 上側固定用のボルト	1	本	2			
5	X-WF52-005L	FR-11R用 リクライニング支点部品セット(左)	1	個	1			
	X-WF52-005R	FR-11R用 リクライニング支点部品セット(右)	1	個	1			
6	X-PA01-003	スリットグリップ ↑ 接着剤で取付けていただく事を推奨しております。	1	本	2			
7	X-PB04-001L	制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(左)	1	個	1			「APSE」ロゴ
	X-PB04-001R	制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(右)	1	個	1			
8	X-WF38-003L	リクライニング用レバー【Aタイプ】(左)	1	個	1			「APSE」ロゴ
9	X-PB04-004	レバー用セーフティーキャップ	1	個	3			左右共通
10	X-PA92-015	【背】シール	1	枚	-			ピンク色
11	X-WF52-006	FR-11R用 フットブレーキセット	1	台分	1			
12	X-WF52-007	FR-11R用 フットブレーキペダルのみ	1	本	1			
13	X-WF52-008	FR-11R用 フットブレーキロッド	1	本	2			
14	X-WF52-009	FR-11R用 フットブレーキ 引張バネ(ビス付)	1	本	2			
15	X-WF52-010	FR-11R用 クッションゴム	1	個	2			
16	X-WF52-016L	FR-11R用 フットブレーキシューのみ(左)	1	個	1			
	X-WF52-016R	FR-11R用 フットブレーキシューのみ(右)	1	個	1			
17	X-PA92-010	【ブレーキ】シール	1	枚	1			
18	X-WF51-002	FR-11R用 介助ブレーキワイヤー	1	本	2			
		介助ブレーキ						
注記								