



2018/7/19修正B

機種名/品名		フルリクライニング リクライニング部		ページ	XQY- WF75B			
番号	品番	品名	注文単位	一 台 使 用 数	見 積 価 格	標 準 納 期	備 考	
1	X-WF75-001	フルリクライニング用 ガススプリング	1 本	1			リクライニング用	
		↑ 新仕様のみ(旧仕様は廃盤。旧仕様の交換時は新仕様ガススプリングと⑦ワイヤーを同時に交換してください)						
2	X-WF75-002	フルリクライニング用 ガススプリング後側支点ボルト	1 本	1				
	X-WF75-022	フルリクライニング用 ガススプリング後部支点ボルト【2型専用】	1 本	1				
		↑ 連動パイプが無いため、ボルト長さが短くなります。						
3	X-WF75-003	フルリクライニング用 ガススプリング前側支点ボルト	1 本	1				
4	X-WF75-004	フルリクライニング用 リクライニングワイヤー【旧仕様】	1 本	1			⑥が付属します	
5	X-PA04-011	真ちゅうワイヤー止め金具	1 個	1				
6	X-PB04-009	ワイヤー先端アルミ管	1 個	1				
7	X-WF75-007	フルリクライニング用 リクライニングワイヤー	1 本	1				
8	X-WF78-011	フルリクライニング用 アクチュエーター	1 本	1				
9	X-WF75-009	フルリクライニング用 アクチュエーター後側支点ボルト	1 本	1				
10	X-WF75-010	フルリクライニング用 アクチュエーター前側支点ボルト	1 本	1				
11	X-WF75-011	フルリクライニング用 アクチュエーター前側ブラケット	1 本	1			ボルト付	
12	X-WF78-012	フルリクライニング用 バッテリーボックス	1 個	1				
		↑ 中身のバッテリーのみの販売はしていません。						
13	X-WF75-013	フルリクライニング用 バッテリーボックス固定ボルト(4本セット)	1 個	1			4本セット	
14	X-WF75-014	フルリクライニング3型用 バッテリーボックス台座	1 個	1			3型専用	
		↑ ⑮固定ボルトが付属します。						
15	X-WF75-015	フルリクライニング3型用 バッテリーボックス台座固定ボルト(2本セット)	1 個	1			2本セット	

注記