



番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WF78-001	フルリクライニング車いす 取扱説明書	1 冊	1			
2	X-PA90-002	8 - 10mmサービス両口スパナ 2本でボルト、ナットの締結を行います。必要本数お求めください。	1 本	2			
3	X-WF78-003	フルリクライニング用 背固定ボルト(2本セット)	1 個	1			
11	X-WF78-011	フルリクライニング用 アクチュエーター 3型、5型は1本、6型は2本	1 本	1/2			
12	X-WF78-012	フルリクライニング用 バッテリーボックス 中身のバッテリーのみの販売はしてありません。	1 個	1			
13	X-WF78-013	フルリクライニング用 ACアダプター 2015年3月頃より仕様変更しております。	1 個	1			充電器 (CH01)
14	X-WF78-014	フルリクライニング3型用 コントローラー【2個ボタン】 3型の場合	1 個	1			【お】【ね】シール付
	X-WF78-024	フルリクライニング5型用 コントローラー【2個ボタン】 5型の場合	1 個	1			【上】【下】シール付
15	X-WF78-015	フルリクライニング6型用 コントローラー【4個ボタン】 6型の場合	1 個	1			【お】【ね】【上】【下】シール付
	X-WF78-016	フルリクライニング用 【お】シール	1 枚	1			
17	X-WF78-017	フルリクライニング用 【ね】シール	1 枚	1			
18	X-WF78-018	フルリクライニング用 【上】シール	1 枚	1			
19	X-WF78-019	フルリクライニング用 【下】シール	1 枚	1			
21	X-WF78-021	フルリクライニング用 クランクハンドル 4型のみ	1 本	1			固定ボルト付
注記							