



2018/12/25修正C

| 機種名/品名                              |                  | マイチルト 背フレーム(ティルトタイプ)                          |      |       | ページ  | XQY- WH02B |                    |  |
|-------------------------------------|------------------|---|------|-------|------|------------|--------------------|--|
| 番号                                  | 品番               | 品名  | 注文単位 | 一台使用数 | 見積価格 | 標準納期       | 備考                 |  |
| 1                                   | ---              | マイチルト(ティルトタイプ)座フレーム                           | ---  | ---   | ---  | -          | 設定無                |  |
| 2                                   | X-WH02-002       | マイチルト(ティルトタイプ)用 標準シート用背上部フレーム                 | 1    | 本     | 1    |            | MH-1/1S用           |  |
| 3                                   | X-WH02-003       | マイチルト(ティルトタイプ)用 背上部連結パイプ                      | 1    | 本     | 2    |            | 下部固定ボルト付           |  |
| ↑ ティルト&リクライニングタイプと仕様異なりますのでご注意ください。 |                  |   |      |       |      |            |                    |  |
| 4                                   | X-WH11-006       | マイチルト用 背上部フレーム固定ボルト(4本セット)                    | 1    | 個     | 1    |            |                    |  |
| 5                                   | X-PA03-022       | M8×15 ノブボルト                                   | 1    | 個     | 2    |            |                    |  |
| 6                                   | X-WF62-022R      | ティルト用レバー【Aタイプ】(右)グレー                          | 1    | 個     | 1    |            | 「APSE」ロゴ グレーレバー    |  |
| *                                   | X-WH10-025       | マイチルト用 ティルトワイヤー                               | 1    | 本     | 1    |            | ワイヤー先端アルミ管付        |  |
| 8                                   | X-WH02-008-00B61 | マイチルト用 高さ調整ヘッドサポート(固定タイプ) B-61                | 1    | 個     | 1    |            | MH-1/1S用           |  |
|                                     | X-WH02-008-00B64 | マイチルト用 高さ調整ヘッドサポート(固定タイプ) B-64                | 1    | 個     | 1    |            |                    |  |
| 9                                   | X-WH02-009       | マイチルト(ティルトタイプ)用 背張り調整シート用背上部フレーム              | 1    | 本     | 1    |            | MH-2/2S,3/3S,4/4S用 |  |
| 11                                  | X-PH01-010-00B61 | BJ-Aタイプヘッドサポート(MH/OS用) B-61                   | 1    | 個     | 1    |            |                    |  |
|                                     | X-PH01-010-00B64 | BJ-Aタイプヘッドサポート(MH/OS用) B-64                   | 1    | 個     | 1    |            |                    |  |
| 12                                  | X-PH01-016       | BJ前後調整棒用ゴムキャップ                                | 1    | 個     | 1    |            |                    |  |
| 13                                  | X-PH01-011       | BJ前後調整金具セット                                   | 1    | 個     | 1    |            |                    |  |
| 14                                  | X-PH01-042       | BJヘッドサポートパイプ(ストレートタイプ)【外幅310】                 | 1    | 本     | 1    |            |                    |  |
| 15                                  | X-PB04-004       | レバー用セーフティーキャップ                                | 1    | 個     | 1    |            |                    |  |
| 16                                  | X-PB04-001L      | 制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(左)                           | 1    | 個     | 1    |            | 「APSE」ロゴ           |  |
|                                     | X-PB04-001R      | 制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(右)                           | 1    | 個     | 1    |            |                    |  |
| ↑ 通常とは取付が逆になります。右手操作側は左用をご発注ください。   |                  |   |      |       |      |            |                    |  |
| *                                   | X-WH10-009       | マイチルト用 ドラムワイヤー                                | 1    | 本     | 2    |            | ワイヤー先端アルミ管付        |  |
| 17                                  | X-PH01-021-40B61 | BJ-Aタイプヘッドサポート(MH/OS用 ストレートタイプ)【外幅310】完成 B-61 | 1    | 個     | 1    |            | ①②③④の完成品           |  |
|                                     | X-PH01-021-40B64 | BJ-Aタイプヘッドサポート(MH/OS用 ストレートタイプ)【外幅310】完成 B-64 | 1    | 個     | 1    |            |                    |  |
| 注記                                  |                  |   |      |       |      |            |                    |  |