



機種名 / 品名		マイチルト ヘッドサポート					ページ	XQY- WH04B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
1	X-PH01-001-00B61	BJ - Aタイプ枕 B - 61	1	個	1			
	X-PH01-001-00B64	BJ - Aタイプ枕 B - 64	1	個	1			
2	X-PH01-002	BJ枕後方樹脂カバー	1	枚	1			
3	X-WH04-003	マイチルト用 スタンダード枕用固定ボルト(2本セット)	1	個	1		2本セット	
4	X-WH04-004	マイチルト用 スタンダード枕用高さ調整パイプ	1	本	1		が付属します	
5	X-PA01-101	6分用中栓	1	個	2			
6	X-WH04-006	旧マイチルト用 スタンダード枕用高さ調整パイプ	1	本	1		が付属します	
7	X-WH04-007	旧マイチルト用 スタンダード枕用固定タッピンビス(4本セット)	1	個	1		4本セット	
8	X-WH04-008	旧マイチルト用 前後&角度調整枕用金具	1	個	1			
		枕固定用のタッピンビス、ボルト類が付属します。						
9	X-WH04-009	旧マイチルト用 枕角度調整金具	1	個	1			
		枕固定用のタッピンビス、ボルト類が付属します。						
10	X-WH04-010	旧マイチルト用 枕角度調整ボルトセット	1	個	1			
11	X-WH04-011	旧マイチルト用 枕前後調整角パイプ	1	本	1		が付属します	
12	X-WH04-012	旧マイチルト用 枕前後調整角パイプ中栓	1	個	1			
13	X-WH04-013	旧マイチルト用 前後&角度調整枕用高さ調整パイプ	1	本	1		が付属します	
14	X-PA03-019	M6×15 ノブボルト	1	個	1			
15	X-WH02-008-00B61	マイチルト用 高さ調整ヘッドサポート(固定タイプ) B - 61	1	個	1		MH-1S/1SR/ 1/1R用	
	X-WH02-008-00B64	マイチルト用 高さ調整ヘッドサポート(固定タイプ) B - 64	1	個	1			
16	X-WH04-016-00B61	旧前後調整式 BJ - Aタイプ枕 B - 61	1	個	1			
	X-WH04-016-00B64	旧前後調整式 BJ - Aタイプ枕 B - 64	1	個	1			
17	X-WH04-017-00B61	旧マイチルト用 高さ調整ヘッドサポート(前後調整式) B - 61	1	個	1			
	X-WH04-017-00B64	旧マイチルト用 高さ調整ヘッドサポート(前後調整式) B - 64	1	個	1			
注記								