



機種名 / 品名	マイチルト リクラ、テイルト、介助ブレーキ部品								ページ	XQY- WH10B				
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考							
1	X-WF62-022R	テイルト用レバー【Aタイプ】(右)グレー	1	個	1		「APSE」ロゴ グレーレバー							
2	X-WF38-003L	リクラ用レバー【Aタイプ】(左)	1	個	1		「APSE」ロゴ 黒レバー							
3	X-PB04-001L	制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(左)	1	個	1		「APSE」ロゴ							
	X-PB04-001R	制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(右)	1	個	1									
通常とは取付が逆になります。右手操作側は左用をご発注ください。														
4	X-PB04-004	レバー用セーフティーキャップ	1	個	1									
5	X-PB04-006	六角ワイヤーアジャスト	1	個	2		ナット付							
6	X-PB04-007	ドラムハブ用パネ	1	本	2									
7	X-PB04-008	丸頭ワイヤー止め(ダルマ)	1	個	2									
8	X-PB04-009	ワイヤー先端アルミ管	1	個	2									
9	X-WH10-009	マイチルト用 ドラムワイヤー	1	本	2		自走・介助共通、 付属							
10	X-WH10-010	マイチルト用 【ブレーキ】シール	1	枚	1									
11	X-WH10-011	マイチルト用 【座】シール	1	枚	1									
12	X-WH10-012	マイチルト用 【背】シール	1	枚	1									
13	X-PA04-021	結束バンド 100mm	1	本	-		本数は、以下の表参照							
14	X-PA04-022	結束バンド 150mm	1	本	-									
							MH-1/1S	MH-2/2S	MH-3/3S	MH-4/4S	MH-1R/1SR	MH-2R/2SR	MH-3R/3SR	MH-4R/4SR
	結束バンド本数		100mm	0	0	0	2	0	0	0	2			
			150mm	2	2	2	3	5	5	5	5			
21	X-WH10-021	旧マイチルト用 介助用メカロック	1	本	1		パネ:水色							
	X-WH10-031	旧マイチルト用 自走用メカロック	1	本	1		パネ:黄色							
22	X-WH10-022	マイチルト用 介助用メカロック	1	本	1		パネ:水色							
	X-WH10-032	マイチルト用 自走用メカロック	1	本	1		パネ:黄色							
23	X-PA04-011	真ちゅうワイヤー止め金具	1	個	2									
24	X-WH10-024	旧マイチルト用 テイルト/リクラ用ワイヤー	1	本	1		テイルト・リクラ共通品、 付属							
25	X-WH10-025	マイチルト用 テイルトワイヤー	1	本	1		付属							
26	X-WH10-026	マイチルト用 リクラ用ワイヤー	1	本	1									
27	X-PA05-013	メカロック【大】用スプリング	1	本	2									
注記														