



2018/2/22修正B

機種名/品名		マイチルト リクラ、ティルト、介助ブレーキ部品							ページ	XQY- WH10B
番号	品番	品名	注文単位		一台使用数	見積価格	標準納期	備考		
1	X-WF62-022R	ティルト用レバー【Aタイプ】(右)グレー	1	個	1			「APSE」ロゴ グレーレバー		
2	X-WF38-003L	リクライニング用レバー【Aタイプ】(左)	1	個	1			「APSE」ロゴ 黒レバー		
3	X-PB04-001L	制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(左)	1	個	1			「APSE」ロゴ		
	X-PB04-001R	制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(右)	1	個	1					
			↑ 通常とは取付が逆になります。右手操作側は左用をご発注ください。							
4	X-PB04-004	レバー用セーフティーキャップ	1	個	1					
5	X-PB04-006	六角ワイヤーアジャスト	1	個	2			ナット付		
6	X-PB04-007	ドラムハブ用バネ	1	本	2					
7	X-PB04-008	丸頭ワイヤー止め(ダルマ)	1	個	2					
8	X-PB04-009	ワイヤー先端アルミ管	1	個	2					
9	X-WH10-009	マイチルト用 ドラムワイヤー	1	本	2			自走・介助共通、⑧付属		
10	X-PA92-010	【ブレーキ】シール	1	枚	1					
11	X-PA92-016	【座】シール	1	枚	1					
12	X-PA92-015	【背】シール	1	枚	1					
13	X-PA04-021	結束バンド 100mm	1	本	-			本数は、以下の表参照		
14	X-PA04-022	結束バンド 150mm	1	本	-					
結束バンド本数			MH-1/1S	MH-2/2S	MH-3/3S	MH-4/4S	MH-1R/1SR	MH-2R/2SR	MH-3R/3SR	MH-4R/4SR
			100mm	0	0	0	2	0	0	0
			150mm	2	2	2	3	5	5	5
21	X-WH10-021	旧マイチルト用 介助用メカロック	1	本	1			バネ:水色		
	X-WH10-031	旧マイチルト用 自走用メカロック	1	本	1			バネ:黄色		
22	X-WH10-022	マイチルト用 介助用メカロック	1	本	1			バネ:水色		
	X-WH10-032	マイチルト用 自走用メカロック	1	本	1			バネ:黄色		
23	X-PA04-011	真ちゅうワイヤー止め金具	1	個	2/1					
24	X-WH10-024	旧マイチルト用 ティルト/リクライニングワイヤー	1	本	1			ティルト・リクラ共通品、⑧付属		
25	X-WH10-025	マイチルト用 ティルトワイヤー	1	本	1			⑧付属		
26	X-WH10-026	マイチルト用 リクライニングワイヤー	1	本	1					
27	X-PA05-013	メカロック【大】用スプリング	1	本	1					
注記										