



2018/2/22修正A

機種名/品名	オアシス バックサポート部					ページ	XQY- WH26B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-PA01-003	スリットグリップ	1 本	2			φ22mm用
2	X-WH26-002L	OS-TR用 背折れ金具セット(左)	1 個	1			オレンジレバー
	X-WH26-002R	OS-TR用 背折れ金具セット(右)	1 個	1			
3	X-PB04-001L	制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(左)	1 個	1			「APSE」ロゴ
	X-PB04-001R	制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(右)	1 個	1			
4	X-WH26-004L	ティルト&リクライニング用レバー【Aタイプ】(左)グレー	1 個	1			「APSE」ロゴ グレーレバー
	X-WH26-004R	ティルト&リクライニング用レバー【Aタイプ】(右)グレー	1 個	1			
5	X-PB04-004	レバー用セーフティーキャップ	1 個	2			左右共通
6	X-WH26-006	OS-TR用 リクライニングシール	1 枚	2			左右共通
7	X-PA03-022	M8×15 ノブボルト	1 個	2			
8	X-WH26-008	OS-TR用 ヘッドサポートパイプ押えプレート	1 枚	2			
9	X-WH26-009	OS-TR用 縮み止め 380幅用	1 本	1			
	X-WH26-029	OS-TR用 縮み止め 400幅用	1 本	1			
	X-WH26-039	OS-TR用 縮み止め 420幅用	1 本	1			
10	X-PA92-013	手を挟まないでくださいシール	1 個	1/2			
11	X-WH26-011	OS-TR用 縮み止めノブ玉	1 個	1/2			オレンジ色
12	X-WH26-012	OS-TR用 前折れジョイント支点ボルトセット	1 本	2			ポジティブ仕様
13	X-WH26-013L	OS-TR用 前折れジョイントカバーセット(左)	1 個	2			ポジティブ仕様
	X-WH26-013R	OS-TR用 前折れジョイントカバーセット(右)	1 個	2			
14	X-WH26-014	OS-TR用 前折れジョイントピン&ワイヤーセット 380幅用	1 本	1			
	X-WH26-024	OS-TR用 前折れジョイントピン&ワイヤーセット 400幅用	1 本	1			
	X-WH26-034	OS-TR用 前折れジョイントピン&ワイヤーセット 420幅用	1 本	1			
15	X-WH26-015	OS-TR用 ワイヤー LC01	1 本	2/4			No. LC01 850mm、アルミ管付
16	X-WH26-016	OS-TR用 ワイヤー LC02	1 本	0/2			No. LC02 910mm、アルミ管付
17	X-WH26-017	OS-TR用 ワイヤー LC03	1 本	0/2			No. LC03 945mm、アルミ管付
18	X-WH26-018	OS-TR用 ワイヤー LB31	1 本	0/2			No. LB31 970mm
19	X-PA04-011	真ちゅうワイヤー止め金具	1 個	2			
20	X-PB04-009	ワイヤー先端アルミ管	1 個	2			
21	X-PA04-016	ワイヤー案内止め	1 個	2			
注記	※ ワイヤー使用機種 … OS-12TR、OS-12TRS [リクラ:LC01、制動ブレーキ:LC01]、OS-12TRS-P [リクラ:LC03、制動ブレーキ:LC02] OS-11TRS、OS-11TRS-P [リクラ:LC01、制動ブレーキ:LB31]						