



2018/8/22修正E

機種名／品名		マイチルトコンパクト MH-CR3D 本体				ページ	XQY- WH42B	
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
1	---	MH-CR3D 本体	---	---	---	-		
2	X-WH42-002L	MH-CR3D用 アームサポート(左)	1	本	1			
	X-WH42-002R	MH-CR3D用 アームサポート(右)	1	本	1			
3	X-WH24-003U	肘掛アウターキャップ【AU】	1	個	2		上側	
	X-WH24-003D	肘掛アウターキャップ【AD】	1	個	2		下側	
4	X-WH24-004	肘掛アウター安全キャップ【A】	1	個	2			
5	X-PA03-013	ロングセフティーロック(橙)	1	個	2		オレンジ色	
6	X-WH42-006	MH-CR3D用 キャスタケースキャップ	1	個	2			
7	X-WH42-007	MH-CR3D用 6インチPUアジャスタブルキャスタ完成 ↑ 固定用のナット類が付属します。	1	個	2			
キャスタ輪	X-PC05-025	6インチPUキャスタ輪(アジャスタブル用ボルト付セット)	1	個	2			
8	X-WH42-008L	MH-CR3D用 スイングアウト完成(左)	1	個	1			
	X-WH42-008R	MH-CR3D用 スイングアウト完成(右)	1	個	1			
9	X-WH48-011L	MH-CR3D用 ミニタックルブレーキセット(左)	1	個	1			
	X-WH48-011R	MH-CR3D用 ミニタックルブレーキセット(右)	1	個	1			
10	X-WH42-012L	MH-CR3D用 12インチドラロック車輪(左)	1	本	1		ワイヤー無	
	X-WH42-012R	MH-CR3D用 12インチドラロック車輪(右)	1	本	1		ワイヤー無	
	X-WH42-010L	MH-CR3D用 12インチドラロック車輪(左) ワイヤーLC01付	1	本	1		ワイヤー付	
	X-WH42-010R	MH-CR3D用 12インチドラロック車輪(右) ワイヤーLC01付	1	本	1		ワイヤー付	
	X-WH42-012L-HB	MH-CR3D用 12インチドラロック車輪 ハイブリッド仕様(左)	1	本	1		ワイヤー無	
	X-WH42-012R-HB	MH-CR3D用 12インチドラロック車輪 ハイブリッド仕様(右)	1	本	1		ワイヤー無	
	X-WH42-010L-HB	MH-CR3D用 12インチドラロック車輪 ハイブリッド仕様(左) ワイヤーLC01付	1	本	1		ワイヤー付	
タイヤなど	X-PD03-002	12×1-3/8 タイヤのみ	1	本	2			
	X-PD03-005	12×1-3/8 チューブ+フラップセット ↑ スーパーバルブセットが付属します。フラップが付属しますが、樹脂ホイールの場合には使用しません。	1	本	2			
11	X-WH30-018	車軸ナット保護ゴムキャップ	1	個	2			
15	X-WH28-017L	肘掛上下 ロックレバーシール(左)	1	枚	1			
	X-WH28-017R	肘掛上下 ロックレバーシール(右)	1	枚	1			
注記								