



機種名 / 品名		マイチルトコンパクト MH-CR3D 押手部				ページ	XQY- WH43B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-PA01-004	DXグリップ	1 本	2			22mm用
2	X-WH43-002	MH - CR3D用 ティルトレバー	1 個	1			黄色
3	X-WH43-003	MH - CR3D用 リクライニングレバー	1 個	1			灰色
4	X-PB04-001L	制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(左)	1 個	1			「APSE」ロゴ
	X-PB04-001R	制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(右)	1 個	1			
5	X-PB04-004	レバー用セーフティーキャップ	1 個	2			左右共通
6	X-WH43-006	【ティルト】シール	1 個	1			黄色
7	X-WH43-007	【リクライニング】シール	1 個	1			灰色
8	X-WH43-008L	MH - CR3D用 背折れ金具セット (左)	1 個	1			
	X-WH43-008R	MH - CR3D用 背折れ金具セット (右)	1 個	1			
9	X-WH43-009	MH - CR3D用 縮み止め	1 本	1			が付属します。
10	X-WH26-010	OS - TR用 縮み止め注意シール	1 個	1			手を挟まないでください
11	X-WH26-011	OS - TR用 縮み止めノブ玉	1 個	1			オレンジ色
12	X-WH43-012	MH - CR3D用 ヘッドサポート高さ調整固定ノブボルトセット	1 個	2			
		ノブボルト、カラーのセットです。					
13	X-WH43-013	MH - CR3D用 ヘッドサポート高さ調整固定部バネ	1 本	2			
15	X-WH43-015	MH - CR3D用 ティルトワイヤー	1 本	1			
16	X-WH43-016	MH - CR3D用 リクライニングワイヤー	1 本	1			
17	X-WH43-017	MH - CR3D用 制動ブレーキワイヤー	1 本	2			LC01 850mm
18	X-WH43-018	MH - CR3D用 スパイラルチューブ	1 本	2			
19	X-WH43-019	旧MH - CR3D用 ヘッドサポート高さ調整固定部バネ	1 本	2			
注記							