



④ 2018/9/20修正C

機種名/品名		マイチルトコンパクト MH-CR3D    フット・レッグサポート部/アームサポート部		ページ	XQY- WH46B			
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
1	X-WH46-001L	MH-CR3D用    スイングアウトフット・レッグサポート(左)	1    個	1				
	X-WH46-001R	MH-CR3D用    スイングアウトフット・レッグサポート(右)	1    個	1				
2	X-WH46-002L	MH-CR3D用    AJタイプ(Lサイズ)φ15.9用フットサポート完成(左)	1    枚	1				
	X-WH46-002R	MH-CR3D用    AJタイプ(Lサイズ)φ15.9用フットサポート完成(右)	1    枚	1				
↑ 必ず「MH-CR3D用」と指定してください。プレートの前後位置など異なります。								
3	X-WH29-003	OS用    フットサポートパイプ保護ゴム	1    個	2				
4	X-WH41-005L	MH-CR3D用    レッグベルト(左)	1    本	1				
	X-WH41-005R	MH-CR3D用    レッグベルト(右)	1    本	1				
5	X-PG01-015L	樹脂一体型スイングアウトユニット【橙レバー】(左)	1    個	1				
	X-PG01-015R	樹脂一体型スイングアウトユニット【橙レバー】(右)	1    個	1				
↑ ⑥ボルト(2本)が付属します。								
6	X-PG01-006	樹脂一体型スイングアウトユニット用固定ボルトセット	1    本	4			ボルト1本、ナット1個	
7	X-WH46-007	MH-CR3D用    樹脂スイングアウト用フット・レッグサポートパイプ	1    本	2				
9	X-PG01-017L	φ22用    本体側樹脂一体型スイングアウトユニット【A】(左)	1    個	1			φ22用	
	X-PG01-017R	φ22用    本体側樹脂一体型スイングアウトユニット【A】(右)	1    個	1				
↑ ⑩固定ボルト、⑪コの字金具セット(標準A)が付属します								
10	X-PG01-011	本体側樹脂一体型スイングアウトユニット【A】用固定ボルト	1    本	2				
11	X-PG01-012	本体側樹脂一体型スイングアウトユニット    コの字金具セット【標準A】	1    個	2				
15	X-WH46-015L	MH-CR3D用    アームサポートフレーム(左)	1    本	1				
	X-WH46-015R	MH-CR3D用    アームサポートフレーム(右)	1    本	1				
16	X-WH46-016L	サイドガード(左)【C】	1    枚	1				
	X-WH46-016R	サイドガード(右)【C】	1    枚	1				
17	X-WH46-017L	アームサポートパッド【C】(左)	1    本	1			M5x20、M5x30 各3本付	
	X-WH46-017R	アームサポートパッド【C】(右)	1    本	1				
18	X-PA01-101	6分用中栓	1    個	2				
19	X-WH46-019	アームサポート高さ調整エンドキャップ【C】	1    個	1			M4x20    ストップ・ボルト付	
20	X-WH46-020	MYTILTサイドガードステッカー【C】	1    枚	1				
注記								