



番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WH57-001	MH - RD3D用 キャスタクランプボルトセット	1	本	4		X-WC60-001と共通
2	X-WH57-002	MH - RD3D用 キャスタ完成	1	個	2		ボルト付
5	X-WH57-005	MH - RD3D用 キャスタ(ショートシャフトタイプ)	1	個	2		X-WC60-006と共通
6	X-WH57-006	MH - RD3D用 キャスタケースのみ	1	個	2		
7	X-WC37-002	NEXT用 キャスタケースキャップ	1	個	2		NEXT共通部品
8	X-WH57-008	MH - RD3D用 フォーク(ショートシャフトタイプ)	1	個	2		X-WC60-008と共通
9	X-WH57-009	MH - RD3D用 キャスタカラー(2個セット)	1	個	2		2個セット X-WC60-009と共通
10	X-WC37-005	NEXT用 キャスタ輪固定ボルトセット	1	本	2		M6×60キャップボルト
11	X-WH57-011	MH - RD3D用 4インチキャスト輪セット 、が付属します。	1	個	2		X-WC60-011と共通
12	X-WH57-012	MH - RD3D用 キャスタバンパーゴム	1	個	2		X-WC60-012と共通
15	X-WH57-015	MH - RD3D用 転倒防止(左)(右)セット 、全て含まれます。左右セットのみの販売です。	1	台分	1		
16	X-WH57-016	MH - RD3D用 転倒防止 ティッピングレバー固定ボルト	1	本	1		X-WC91-012と共通
17	X-WH57-017	MH - RD3D用 転倒防止上下部品(小車輪付き) 、含まれます。	1	本	2		
18	X-WH57-018	MH - RD3D用 転倒防止小車輪セット 小車輪 2個、ボルトのセットとなります。	1	個	2		X-WH48-005と共通
19	X-WH57-019	MH - RD3D用 転倒防止 17×14用中柱	1	個	2		X-WH48-004と共通

注記	MH-RD3Dは様々な部分でMH-CR3D(マイチルトコンパクト)と共通部品を使用しております。 MH-RD3Dのキャスト部分は一部NEXTCORE(るり(6輪))と共通部品を使用しております。
----	--