



ワイドキャスト関連は販売終了
2018年1月よりPUWキャストへ変更
2017年末頃 リッドキャスト仕様有 …… 部品はPUWを使用ください

2018/1/16修正A

機種名 / 品名		MB-PONY フット、キャスト、ブレーキ部				ページ	XQY- WJ03B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WJ03-001	MB - PONY フットサポートセット	1 個	1			
2	X-WJ03-002L	MB - PONY フットプレート(左)	1 枚	1			リベット付
	X-WJ03-002R	MB - PONY フットプレート(右)	1 枚	1			
3	X-WJ03-003	MB - PONY フットサポート用中柱	1 個	2			
4	X-WJ03-004	MB - PONY フットサポート両側支持プレート(2個セット)	1 個	1			
		2個(左右)セットになります。					
5	X-WJ01-015	MB - PONY フロント5インチワイドキャスト完成	4 個	2			販売終了
	X-WJ01-025	MB - PONY フロント5インチPUWキャスト完成	1 個	2			
		シャフト固定用のナット類が付属します。					
6	X-WJ03-006	MB - PONY フロントフォークセット	1 個	2			
		シャフト固定用のナット類が付属します。					
7	X-WJ03-007	MB - PONY フロントキャスト輪固定ボルトセット ボルト、ワッシャー、ナットのセット	1 本	1			M6×65-S15 黒
8	X-PC08-019	ワイドキャスト輪用カラー(2個セット)	4 個	2			販売終了
	X-PC18-019	PUWキャスト輪用カラー(2個セット)	1 個	2			2個セット
9	X-PC08-020	5インチワイドキャスト輪	4 個	2			販売終了
	X-PC18-022	5インチPUWキャスト輪(ボルト付セット)	1 個	2			
		汎用ボルト1本(M6×65)、ワッシャー2枚、爪付袋ナット1個が付属します。互換性はありますが色が異なります。必要に応じて をご注文ください。					
10	X-PA01-101	6分用中柱	1 個	2			
11	X-WJ01-017	MB - PONY リア5インチワイドキャスト輪セット	4 個	2			販売終了
	X-WJ01-027	MB - PONY リア5インチPUWキャスト輪セット	1 個	2			
		シャフト固定用のボルト類が付属します。					
12	X-WJ03-012	MB - PONY リアキャストシャフトセット	1 本	2			
		ボルト類が付属します。					
13	X-WJ03-013L	MB - PONY リアアタックルブレーキ(左)	1 個	1			
	X-WJ03-013R	MB - PONY リアアタックルブレーキ(右)	1 個	1			
		取付用のボルト類が付属します。					
14	X-WJ03-014	MB - PONY リアアタックルブレーキ用シュー	1 個	2			ボルト付
15	X-WJ03-015	MB - PONY リアアタックル連結棒	1 本	1			ボルト付
注記							