



機種名 / 品名		NEW MB-1					ページ	XQY- WJ11B
番号	品番	品名	注文単位		一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WJ11-001-30Z01	NEW MB - 1 シートクッション Z - 1	1	枚	1			
	X-WJ11-001-30Z02	NEW MB - 1 シートクッション Z - 2	1	枚	1			
	X-WJ11-001-30Z03	NEW MB - 1 シートクッション Z - 3	1	枚	1			
	X-WJ11-001-30Z04	NEW MB - 1 シートクッション Z - 4	1	枚	1			
2	X-WJ11-002	NEW MB - 1 背張り調整ベルトセット 8本セットとなります。(二種類からの構成となります。)	1	台分	1			8本セット
3	X-WJ11-003	NEW MB - 1 座張り調整ベルトセット 芯金、シートビスが付属します。	1	枚	1			
4	X-WJ11-004-30Z01	NEW MB - 1 レッグベルト Z - 1	1	枚	1			
	X-WJ11-004-30Z02	NEW MB - 1 レッグベルト Z - 2	1	枚	1			
	X-WJ11-004-30Z03	NEW MB - 1 レッグベルト Z - 3	1	枚	1			
	X-WJ11-004-30Z04	NEW MB - 1 レッグベルト Z - 4	1	枚	1			
5	X-WJ11-005	NEW MB - 1 フットサポートセット	1	個	1			
6	X-WJ11-006	NEW MB - 1 フロント5インチキャスタ完成 シャフト固定用のナット類が付属します。	1	個	2			
7	X-WJ11-007	NEW MB - 1 リア5インチキャスタ輪セット シャフト固定用のナット類が付属します。	1	個	2			
8	X-WJ11-008L	NEW MB - 1 押手ユニットセット(左)	1	個	1			
	X-WJ11-008R	NEW MB - 1 押手ユニットセット(右)	1	個	1			
9	X-WJ11-009	NEW MB - 1 レールパイプエンドキャップ	1	個	2			ボルト(M5×8)付
注記								