



2018/3/28修正A

機種名／品名		NEW MB-1 フットサポート部、キャスト部				ページ	XQY- WJ14B	
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
1	X-WJ14-001L	NEW MB-1 フットプレート(左)	1	枚	1			リベット付
	X-WJ14-001R	NEW MB-1 フットプレート(右)	1	枚	1			
2	X-WJ14-002	NEW MB-1 フットサポート両側支持プレート(2個セット)	1	個	1			↑ 2個(左右)セットになります。
	X-WJ14-003	NEW MB-1 フットサポート位置固定ボルト	1	本	2			
3		↑ レールパイプ固定用四角ナット付						
	4	X-PA01-101	6分用中栓	1	個	2		
16	X-WJ11-006	NEW MB-1 フロント5インチキャスト完成	1	個	2			↑ シャフト固定用のナット類が付属します。
	17	X-WJ14-017	NEW MB-1 5インチフォーク	1	個	2		
18	X-PC02-018	5インチキャスト輪用ボルトセット	1	本	2			↑ ボルト1本(M6×65)、ワッシャー2枚、ナット1個
	19	X-PC02-019	5インチキャスト輪用カラー(2個セット)	1	個	2		
20	X-PC02-020	5インチソリッドキャスト輪	1	個	4			ベアリング付
21	X-WJ11-007	NEW MB-1 リア5インチキャスト輪セット	1	個	2			↑ シャフト固定用のナット類が付属します。
	22	X-WJ14-022	NEW MB-1 リアキャストシャフトセット	1	本	2		
23		↑ ボルト、ナットのセット						
	X-WJ14-023L	NEW MB-1 リアタックルブレーキ(左)	1	個	1			
X-WJ14-023R	NEW MB-1 リアタックルブレーキ(右)	1	個	1				
24		↑ 取付用のボルト類が付属します。						
	X-WJ14-024	NEW MB-1 リアタックル連結棒	1	本	1			ボルト付
注記								