



⑤ 2018/3/28修正A

機種名/品名		MKD 押手部	ページ	XQY- WJ22B			
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WJ22-001	MKD用 押手(ブルー)	1	本	2		
	X-WJ22-021	MKD用 押手(ピンク)	1	本	2		
		↑ ⑥グリップが付属します。					
2	X-PA06-015R	背折れ金具(SUS)(右) (橙)	1	個	1		オレンジレバー
	X-PA06-015L	背折れ金具(SUS)(左) (橙)	1	個	1		
3	X-PA06-006	背折れ金具(SUS)上部固定ボルト【A】(2本セット)	1	本	2		2本セット
		↑ M5×28丸皿ボルト、M5SW、M5袋ナットのセット					
4	X-PA06-007	背折れ金具(SUS)下部固定ボルト【C】(2本セット)	1	本	2		2本セット
		↑ M5×15キャップボルト、M5SWのセット					
5	X-WJ22-005	MKD用 背折れ金具(SUS)下部パイプカラー	1	個	2		
		↑ φ22×2.0用					
6	X-PA01-003	スリットグリップ	1	本	2		φ22mm用
7	X-PB04-001L	制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(左)	1	個	1		「APSE」ロゴ
	X-PB04-001R	制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(右)	1	個	1		
8	X-PB04-004	レバー用セーフティーキャップ	1	個	2		左右共通
9	X-PA04-016	ワイヤー案内止め	1	個	2		
10	X-PB04-006	六角ワイヤーアジャスト	1	個	2		ナット付
11	X-PB04-007	ドラムハブ用パネ	1	本	2		
12	X-PB04-008	丸頭ワイヤー止め(ダルマ)	1	個	2		
13	X-PB04-009	ワイヤー先端アルミ管	1	個	2		
14	X-WJ22-014	MKD用 ブレーキワイヤー	1	本	2		
注記							