



機種名 / 品名		MKD 押手部					ページ	XQY- WJ22B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
1	X-WJ22-001	MKD用 押手(ブルー)	1	本	2			
	X-WJ22-021	MKD用 押手(ピンク) グリップが付属します。	1	本	2			
2	X-PA06-015R	背折れ金具(SUS)(右) (橙)	1	個	1		オレンジレバー	
	X-PA06-015L	背折れ金具(SUS)(左) (橙)	1	個	1			
3	X-PA06-006	背折れ金具(SUS)上部固定ボルトセット[A] M5×28丸皿ボルト、M5SW、M5袋ナットのセット	1	本	2		2本セット	
	X-PA06-007	背折れ金具(SUS)下部固定ボルトセット[C] M5×15キャップボルト、M5SWのセット	1	本	2		2本セット	
5	X-WJ22-005	MKD用 背折れ金具(SUS)下部パイプカラー 22×2.0用	1	個	2			
6	X-PA01-003	スリットグリップ	1	本	2		22mm用	
7	X-PB04-001L	制動用ブレーキレバー [Aタイプ] (左)	1	個	1		「APSE」ロゴ	
	X-PB04-001R	制動用ブレーキレバー [Aタイプ] (右)	1	個	1			
8	X-PB04-004	レバー用セーフティーキャップ	1	個	2		左右共通	
9	X-PA04-016	ワイヤー案内止め	1	個	2			
10	X-PB04-006	六角ワイヤーアジャスト	1	個	2		ナット付	
11	X-PB04-007	ドラムハブ用バネ	1	本	2			
12	X-PB04-008	丸頭ワイヤー止め(ダルマ)	1	個	2			
13	X-PB04-009	ワイヤー先端アルミ管	1	個	2			
14	X-WJ22-014	MKD用 ブレーキワイヤー	1	本	2			
注記								