



機種名 / 品名		LUUK 自走タイプ				ページ	XQY- WJ31B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	---	LUUK 本体フレーム	---	---	---		設定無
4	X-WJ31-004	LUUK用 4インチキャスト完成	1	個	2		ボルト付
5	---	LUUK用 フットサポート完成(左)	1	個	1		[WJ34] ページ参照
	---	LUUK用 フットサポート完成(右)	1	個	1		
		座高、座幅により種類があります。 LUUK フットサポートのページ[WJ34]をご確認ください。					
6	X-WJ31-006L	LUUK自走用 ミニタックルブレーキ(左)	1	個	1		
	X-WJ31-006R	LUUK自走用 ミニタックルブレーキ(右)	1	個	1		
8	X-WJ36-001	LUUK自走用 20×1 アルミハブ車輪完成	1	本	2		ドラム無、左右共通
	X-WJ36-021L	LUUK自走用 20×1 ドラム車輪完成(左)	1	本	1		ワイヤー無
	X-WJ36-021R	LUUK自走用 20×1 ドラム車輪完成(右)	1	本	1		ワイヤー付
	X-WJ36-031L	LUUK自走用 20×1 ドラム車輪完成(左) 自走用ブレーキワイヤー付	1	本	1		ワイヤー付
	X-WJ36-031R	LUUK自走用 20×1 ドラム車輪完成(右) 自走用ブレーキワイヤー付	1	本	1		ワイヤー付
	X-WJ36-041	LUUK自走用 22×1 アルミハブ車輪完成	1	本	2		ドラム無、左右共通
	X-WJ36-051L	LUUK自走用 22×1 ドラム車輪完成(左)	1	本	1		ワイヤー無
	X-WJ36-051R	LUUK自走用 22×1 ドラム車輪完成(右)	1	本	1		ワイヤー付
タイヤなど	X-WJ36-061L	LUUK自走用 22×1 ドラム車輪完成(左) 自走用ブレーキワイヤー付	1	本	1		ワイヤー付
	X-WJ36-061R	LUUK自走用 22×1 ドラム車輪完成(右) 自走用ブレーキワイヤー付	1	本	1		ワイヤー付
	X-PD09-002	20×1 タイヤのみ	1	本	2		
	X-PD09-005	20×1 チューブ+フラップセット	1	本	2		スーパーバルブセット付
	X-PD09-006	20×1 タイヤ+チューブ+フラップセット	1	本	2		スーパーバルブセット付
	X-PD11-002	22×1 タイヤのみ	1	本	2		
9	X-PD11-005	22×1 チューブ+フラップセット	1	本	2		スーパーバルブセット付
	X-PD11-006	22×1 タイヤ+チューブ+フラップセット	1	本	2		スーパーバルブセット付
	X-WJ38-015	LUUK自走用 ブレーキワイヤー	1	本	2		
	X-WJ31-009	LUUK用 転倒防止セット	1	台分	1		左右 一台分セット
10	X-PA01-007	NEXTグリップ	1	本	1		接着剤必要
		接着剤で取付けていただく事を推奨しております。					

シート関係はシート・クッション のページ[WJ40] をご確認ください。

注記	
----	--