



2018/4/4修正A

機種名/品名		LUUK 押手/フレーム部/転倒防止				ページ	XQY- WJ35B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-PA01-007	NEXTグリップ ↑ 接着剤で取付けていただく事を推奨しております。	1	本	1		接着剤必要
2	X-WC28-007	NEXTグリップ用 中栓22B	1	個	2		φ 22.1 t=1.25用
3	X-WC35-003L	NEXT用 制動用ブレーキレバー(左)	1	個	1		
	X-WC35-003R	NEXT用 制動用ブレーキレバー(右)	1	個	1		
4	X-WC28-002	NEXT用 背折れ金具支点ボルト&カラーセット	1	個	2		
5	X-WC28-003	NEXT用 背折れ金具支点ボルトカバーセット	1	個	2		
6	X-WC28-001	NEXT用 背折れ金具クッションゴム	1	個	2		
7	X-WC40-005	NEXT用 エックス受けセット ↑ ボルト、ワッシャー、爪付袋ナットが付属します。	1	個	4		
	X-WJ35-008L	LUUK用 車軸調整ユニット(左)	1	個	1		
8	X-WJ35-008R	LUUK用 車軸調整ユニット(右) ↑ ボルト、R付ワッシャー、爪付袋ナットが付属します。	1	個	1		
11	X-WC91-011	NEXT用 転倒防止(左)(右)セット ⑫、⑬、⑮全て含まれます。セットのみの販売です。	1	個	1		
	X-WC91-012	NEXT用 転倒防止 ティッピングレバー固定ボルト	1	本	1		
13	X-WC91-013	NEXT用 転倒防止上下部品(小車輪付き)(左)(右)セット ⑭、⑮含まれます。セットのみの販売です。	1	個	1		
	X-WC91-014	NEXT用 転倒防止小車輪セット ↑ 小車輪 2個、ボルトのセット	1	個	2		X-WH31-005と共通
15	X-WC91-015	NEXT用 転倒防止 17x14用中栓	1	個	2		X-WH31-004と共通
注記							