



⑤

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WJ42-001L	LUUK用 フットブレーキ(自走用) (左)	1	個	1		
	X-WJ42-001R	LUUK用 フットブレーキ(自走用) (右)	1	個	1		
↑ 本体ベース部 取付用ボルトセット付							
2	X-PB03-012L	ドラロック用ペダルゴム(左)	1	個	1		オレンジ
	X-PB03-012R	ドラロック用ペダルゴム(右)	1	個	1		
4	X-WJ42-004	LUUK用 4インチPUWキャスタ輪(ボルト付セット)	1	個	2		
8	X-WJ42-008	LUUK用 泥除けセット	1	台分	1		
11	X-WJ42-011	LUUK用 テーブル金具セット ↑ ⑫木製テーブル取付用ビス5本が付属します。	1	個	1		
12	X-PX02-013	テーブル固定用ビス(B) ↑ 木製テーブル取付用	1	本	5		

注記