


機種名 / 品名		タイトターン TT-Jr.				ページ	XQY- WK01B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	---	TT - Jr 本体	---	---	---		設定無
2	X-WK01-002L-00Z01	TT - Jr用 サイドガード(左) Z - 1	1	枚	1		
	X-WK01-002R-00Z01	TT - Jr用 サイドガード(右) Z - 1	1	枚	1		
	X-WK01-002L-00Z02	TT - Jr用 サイドガード(左) Z - 2	1	枚	1		
	X-WK01-002R-00Z02	TT - Jr用 サイドガード(右) Z - 2	1	枚	1		
	X-WK01-002L-00Z03	TT - Jr用 サイドガード(左) Z - 3	1	枚	1		
	X-WK01-002R-00Z03	TT - Jr用 サイドガード(右) Z - 3	1	枚	1		
	X-WK01-002L-00Z04	TT - Jr用 サイドガード(左) Z - 4	1	枚	1		
	X-WK01-002R-00Z04	TT - Jr用 サイドガード(右) Z - 4	1	枚	1		
3	X-PA02-007L	エアライトアームサポートパッド(左)	1	本	1		ボルト付
	X-PA02-007R	エアライトアームサポートパッド(右)	1	本	1		
5	X-WK01-004	TT - Jr用 フロント4インチキャストセット	1	個	2		
8	X-PA01-003	スリットグリップ	1	本	2		22mm用
		接着剤で取付けていただく事を推奨しております。					
9	X-WK01-009	TT - Jr用 20×1 車輪完成	1	本	2		
		専用の車輪となります。(ハンドリムインチアップ:アルミ仕様)					
タイヤ など	X-PD09-002	20×1 タイヤのみ	1	本	2		
	X-PD09-005	20×1 チューブ+フラップセット	1	本	2		スーパーバルブセット付
	X-PD09-006	20×1 タイヤ+チューブ+フラップセット	1	本	2		スーパーバルブセット付
10	X-WK01-010-26000	TT - Jr用 座ベースシートセット 260幅	1	枚	1		芯金、シートビス付
	X-WK01-010-28000	TT - Jr用 座ベースシートセット 280幅	1	枚	1		
	X-WK01-010-30000	TT - Jr用 座ベースシートセット 300幅	1	枚	1		
11	X-WK01-011-26000	TT - Jr用 背ベースシートセット 260幅	1	枚	1		芯金、シートビス付
	X-WK01-011-28000	TT - Jr用 背ベースシートセット 280幅	1	枚	1		
	X-WK01-011-30000	TT - Jr用 背ベースシートセット 300幅	1	枚	1		
注記	次ページへ続く						



機種名 / 品名		タイトターン TT-Jr.				ページ	XQY- WK01D
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
12	X-WK01-012-26Z01	TT - Jr用 座クッション 260幅 Z - 1	1	枚	1		座幅:260
	X-WK01-012-26Z02	TT - Jr用 座クッション 260幅 Z - 2	1	枚	1		
	X-WK01-012-26Z03	TT - Jr用 座クッション 260幅 Z - 3	1	枚	1		
	X-WK01-012-26Z04	TT - Jr用 座クッション 260幅 Z - 4	1	枚	1		
	X-WK01-012-28Z01	TT - Jr用 座クッション 280幅 Z - 1	1	枚	1		座幅:280
	X-WK01-012-28Z02	TT - Jr用 座クッション 280幅 Z - 2	1	枚	1		
	X-WK01-012-28Z03	TT - Jr用 座クッション 280幅 Z - 3	1	枚	1		
	X-WK01-012-28Z04	TT - Jr用 座クッション 280幅 Z - 4	1	枚	1		
	X-WK01-012-30Z01	TT - Jr用 座クッション 300幅 Z - 1	1	枚	1		座幅:300
	X-WK01-012-30Z02	TT - Jr用 座クッション 300幅 Z - 2	1	枚	1		
	X-WK01-012-30Z03	TT - Jr用 座クッション 300幅 Z - 3	1	枚	1		
	X-WK01-012-30Z04	TT - Jr用 座クッション 300幅 Z - 4	1	枚	1		
13	X-WK01-013-26Z01	TT - Jr用 背クッション 260幅 Z - 1	1	枚	1		座幅:260
	X-WK01-013-26Z02	TT - Jr用 背クッション 260幅 Z - 2	1	枚	1		
	X-WK01-013-26Z03	TT - Jr用 背クッション 260幅 Z - 3	1	枚	1		
	X-WK01-013-26Z04	TT - Jr用 背クッション 260幅 Z - 4	1	枚	1		
	X-WK01-013-28Z01	TT - Jr用 背クッション 280幅 Z - 1	1	枚	1		座幅:280
	X-WK01-013-28Z02	TT - Jr用 背クッション 280幅 Z - 2	1	枚	1		
	X-WK01-013-28Z03	TT - Jr用 背クッション 280幅 Z - 3	1	枚	1		
	X-WK01-013-28Z04	TT - Jr用 背クッション 280幅 Z - 4	1	枚	1		
	X-WK01-013-30Z01	TT - Jr用 背クッション 300幅 Z - 1	1	枚	1		座幅:300
	X-WK01-013-30Z02	TT - Jr用 背クッション 300幅 Z - 2	1	枚	1		
	X-WK01-013-30Z03	TT - Jr用 背クッション 300幅 Z - 3	1	枚	1		
	X-WK01-013-30Z04	TT - Jr用 背クッション 300幅 Z - 4	1	枚	1		
14	X-WK01-014-00Z01	TT - Jr用 レッグベルト Z - 1	1	本	1		
	X-WK01-014-00Z02	TT - Jr用 レッグベルト Z - 2	1	本	1		
	X-WK01-014-00Z03	TT - Jr用 レッグベルト Z - 3	1	本	1		
	X-WK01-014-00Z04	TT - Jr用 レッグベルト Z - 4	1	本	1		
21	X-WK01-021	TT - Jr用 4インチキャスト輪	1	個	1		
22	X-WK01-022	旧TT - Jr用 キャスタ高さ調整シャフト	1	本	2		
23	X-WK01-023	旧TT - Jr用 キャスタ高さ調整シャフト固定ボルトセット	1	本	2		
注記							