



機種名 / 品名		TT-Jr. ブレーキ / 押手部					ページ	XQY- WK02B
番号	品番	品名	注文単位		一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WK02-001L	TT - Jr用 ブレーキセット(左)	1	個	1			
	X-WK02-001R	TT - Jr用 ブレーキセット(右)	1	個	1			
2	X-PB02-024	ミニタックルブレーキ用にぎりゴム(オレンジ)	1	個	2			
3	X-WK02-003	TT - Jr用 ブレーキ運動棒	1	本	2			
4	X-WK02-004L	TT - Jr用 ブレーキシュー(左)	1	個	1			
	X-WK02-004R	TT - Jr用 ブレーキシュー(右)	1	個	1			
5	X-WK02-005L	TT - Jr用 ブレーキシューパネ(左)	1	本	1			
	X-WK02-005R	TT - Jr用 ブレーキシューパネ(右)	1	本	1			
6	X-WK02-006L	TT - Jr用 フットサポート(左)	1	枚	1			
	X-WK02-006R	TT - Jr用 フットサポート(右)	1	枚	1			
7	X-WK02-007	TT - Jr用 ポスト完成	1	個	2			、付
8	X-WK02-008L	TT - Jr用 フットサポート完成(左)	1	個	1			
	X-WK02-008R	TT - Jr用 フットサポート完成(右)	1	個	1			
9	X-WK02-009	TT - Jr用 フットサポート高さ調整固定ボルト	1	個	2			
10	X-WK02-010	TT - Jr用 フットサポート板	1	個	2			ボルト付
11	X-WK02-009	TT - Jr用 フットサポート跳ね上げ支点ボルト	1	本	2			
12	X-PA01-101	6分用中栓	1	個	2			
13	X-PF06-005	AJタイプポスト用クランプボルトセット	1	個	2			
14	X-PA01-103	5分用中栓	1	個	2			
15	X-WK02-015L	TT - Jr用 押手(左) パステルブルー	1	本	1			
	X-WK02-015R	TT - Jr用 押手(右) パステルブルー	1	本	1			
	X-WK02-025L	TT - Jr用 押手(左) パステルピンク	1	本	1			
	X-WK02-025R	TT - Jr用 押手(右) パステルピンク	1	本	1			
	X-WK02-035L	TT - Jr用 押手(左) サンイエロー	1	本	1			
	X-WK02-035R	TT - Jr用 押手(右) サンイエロー	1	本	1			
16	X-PA01-003	スリットグリップ	1	本	2			
接着剤で取付けていただく事を推奨しております。								
17	X-PA06-015R	背折れ金具(SUS)(右) (橙)	1	個	1			オレンジレバー
	X-PA06-015L	背折れ金具(SUS)(左) (橙)	1	個	1			
18	X-PA06-006 背折れ金具(SUS)上部固定ボルト[A](2本セット)		1	個	2			2本セット
	M5×28丸皿ボルト、M5SW、M5袋ナットのセット							
19	X-PA06-007 背折れ金具(SUS)下部固定ボルト[C](2本セット)		1	個	2			2本セット
	M5×15キャップボルト、M5SWのセット							