



機種名 / 品名		TT-01/02 アームサポート部 / 押手部				ページ	XQY- WK14B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WK11-001	TT-01/02用 アームサポート	1 本	2			左右共通
2	X-WA24-007	AR / REM用 肘掛上下ユニット(D)セット	1 個	2			左右共通
3	X-PA01-101	6分用中栓	1 個	2			
4	X-WK11-004	TT-01/02用 アームサポートパイプ	1 本	2			左右共通
5	X-PA02-003	樹脂アームサポートパッド	1 本	2			左右共通、ボルト付
6	X-PA01-101	6分用中栓	1 個	4			
7	X-WA24-016	高さ調整肘掛上下パイプ用下部楕円キャップ	1 個	2			
8	X-WA26-007	AR / REM跳ね上げ用 立体用樹脂エックス受けセット	1 個	4			リベット付
11	X-PA06-005R	背折れ金具(SUS)(右)	1 個	1			
	X-PA06-005L	背折れ金具(SUS)(左)	1 個	1			
12	X-PA06-006	背折れ金具(SUS)上部固定ボルト[A](2本セット)	1 個	2			2本セット
13	X-PA06-007	背折れ金具(SUS)下部固定ボルト[C](2本セット)	1 個	2			2本セット
14	X-WK14-014	TT-01/02用 押手パイプ	1 本	2			DXグリップ付
15	X-PB04-001L	制動用ブレーキレバー [Aタイプ](左)	1 個	1			'APSE'ロゴ
	X-PB04-001R	制動用ブレーキレバー [Aタイプ](右)	1 個	1			
16	X-PB04-004	レバー用セーフティーキャップ	1 個	2			左右共通
17	X-WK11-017	TT-02用 ワイヤー	1 本	2			
18	X-PA04-016	ワイヤー案内止め	1 個	2			
20	X-PB04-006	六角ワイヤーアジャスト	1 個	2			
21	X-PB04-007	ドラムハブ用パネ	1 本	2			
22	X-PB04-008	丸頭ワイヤー止め(ダルマ)	1 個	2			
23	X-PB04-009	ワイヤー先端アルミ管	1 個	2			
注記							