


※ 生産時期により①の形状が異なります。
旧仕様⑬の販売はしていません。(互換性あり)



2018/2/14修正A

機種名/品名		TT-Joy-X フット・レッグサポート部				ページ	XQY- WK23B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WK23-001L	TT-Joy-X用 スイングアウトフット・レッグサポート(左)	1	個	1		
	X-WK23-001R	TT-Joy-X用 スイングアウトフット・レッグサポート(右)	1	個	1		
2	X-PF06-001	AJタイプ三角ナット式φ15.9(黒)ポスト完成	1	枚	2		黒、左右共通
3	X-PF06-033L	AJタイプフットサポート(Mサイズ)(左)	1	枚	1		
	X-PF06-033R	AJタイプフットサポート(Mサイズ)(右)	1	枚	1		
4	X-PF06-023L	AJタイプ(Mサイズ)φ15.9(黒)フットサポート完成(左)	1	枚	1		
	X-PF06-023R	AJタイプ(Mサイズ)φ15.9(黒)フットサポート完成(右)	1	枚	1		
5	X-PG01-020	φ20用 レッグベルトホルダー	1	個	2		左右共通、ホルト・ナット付
6	X-PG01-002L	樹脂スイングアウト用 レッグベルト(左)	1	本	1		
	X-PG01-002R	樹脂スイングアウト用 レッグベルト(右)	1	本	1		
7	X-WK21-015-00E03	TT-Joy-X用 レッグベルトカバー E-3	1	枚	2		
8	X-PG01-017L	φ22用 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット(A)(左)	1	個	1		φ22用
	X-PG01-017R	φ22用 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット(A)(右)	1	個	1		
9	X-PG01-011	↑ ⑨固定ボルト、⑩コの字金具セットが付属します。 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット用固定ボルト	1	本	2		
10	X-PG01-012	↑ 六角穴付きボルト、ナットが付属します。 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット コの字金具セット(標準A)	1	個	2		
11	X-PG01-005L	樹脂一体型スイングアウトユニット【黒レバー】(左)	1	個	1		
	X-PG01-005R	樹脂一体型スイングアウトユニット【黒レバー】(右)	1	個	1		
12	X-PG01-006	↑ ⑫固定ボルトが付属します。 樹脂一体型スイングアウトユニット用固定ボルトセット	1	個	4		ボルト1本、ナット1個
13	X-WK23-013	TT-Joy-X用 フット・レッグサポートパイプ	1	本	2		左右共通、ホルト・ナット付
16	X-WK23-016L	旧TT-Joy-X用 スイングアウトフット・レッグサポート(左)	---	---	---		生産終了
	X-WK23-016R	旧TT-Joy-X用 スイングアウトフット・レッグサポート(右)	---	---	---		
17	X-WA23-017L	AJタイプ(Mサイズ)クランプ式φ15.9フットサポート完成(左)	---	---	---		生産終了
	X-WA23-017R	AJタイプ(Mサイズ)クランプ式φ15.9フットサポート完成(右)	---	---	---		
		↑ 発売を終了させていただきました。					
注記							