



番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	---	OH - 1 本体	---	---	---		設定無
2	X-WL04-018L	OH - 1用 AWタイプ(L) 15.9用フットサポート完成(左)	1	個	1		
	X-WL04-018R	OH - 1用 AWタイプ(R) 15.9用フットサポート完成(右)	1	個	1		
3	X-PG01-020	20用 レッグベルトホルダー	1	個	2		左右共通、ホルト・ナット付
4	X-PC03-016	6インチソリッドキャスト Dセット	1	個	2		
		ショートシャフト式 6インチソリッドキャスト+ネジ式キャストケースキャップセット					
6	X-WL01-006L	OH - 1用 ワンサイドブレーキセット (左操作側)	1	枚	1		
	X-WL01-006R	OH - 1用 ワンサイドブレーキセット (右操作側)	1	枚	1		
		操作側、非操作側、ワイヤーのセットとなります。					
7	X-PA01-003	スリットグリップ	1	本	2		22mm用
		接着剤で取付けていただく事を推奨しております。					
8	X-WL01-008	OH - 1用 車輪連結棒 380幅用	1	本	1		
	X-WL01-018	OH - 1用 車輪連結棒 400幅用	1	本	1		
	X-WL01-028	OH - 1用 車輪連結棒 420幅用	1	本	1		
9	X-PA01-014	ティッピングキャップ	1	個	2		20mm用
		22mmにはめることは可能ですがきついです。					
10	X-WL01-010-38000	OH - 1用 座ベースシートセット(芯金・シートビス付) 380幅	1	枚	1		
	X-WL01-010-40000	OH - 1用 座ベースシートセット(芯金・シートビス付) 400幅	1	枚	1		
	X-WL01-010-42000	OH - 1用 座ベースシートセット(芯金・シートビス付) 420幅	1	枚	1		
11	X-WL01-011-38000	OH - 1用 背ベースシートセット(芯金・シートビス付) 380幅	1	枚	1		
	X-WL01-011-40000	OH - 1用 背ベースシートセット(芯金・シートビス付) 400幅	1	枚	1		
	X-WL01-011-42000	OH - 1用 背ベースシートセット(芯金・シートビス付) 420幅	1	枚	1		
12	X-WL01-012	OH - 1用 座クッション M - 4	1	枚	1		
13	X-WL01-013	OH - 1用 背クッション M - 4	1	枚	1		
14	X-PG01-002L	樹脂スイングアウト用 レッグベルト(左)	1	本	1		
	X-PG01-002R	樹脂スイングアウト用 レッグベルト(右)	1	本	1		
15	X-WL01-015	OH - 1用 レッグベルトカバー M - 4	1	枚	2		

注記	
----	--