



2018/8/30修正A

機種名/品名		3テスラMRI用車いす MR-3T			ページ	XQY- WM01B		
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
1	---	本体フレーム	---	---	---		設定無	
2	X-WM01-002	MR-3T用 側板セット(リベット付) ↑ MR用のリベットが付属します。(MR-3TMGとは異なります)	1	枚	2			
3	X-WM01-003L	MR-3T用 フットサポート完成(左)	1	個	1			
	X-WM01-003R	MR-3T用 フットサポート完成(右) ↑ ⑱固定用ボルトセットが付属します。	1	個	1			
6	X-WM01-006	MR-3T用 キャスタ	1	個	2			
7	X-WM01-007	MR-3T用 キャスタケースキャップ	1	個	2		7分用中栓	
8	X-WM01-008L	MR-3T用 アルミタックルブレーキ(左)	1	本	1			
	X-WM01-008R	MR-3T用 アルミタックルブレーキ(右)	1	本	1			
9	X-WM01-009	MR-3T用 22インチ車輪 ↑ ハイポリマータイヤ仕様となります。	1	本	2			
10	X-PA01-004	DXグリップ ↑ 接着剤で取付けていただく事を推奨しております。	1	本	2		接着剤必要	
	X-PA01-101	6分用中栓	1	個	2			
12	X-PB02-024	ミニタックルブレーキ用にぎりゴム(オレンジ)	1	個	1			
13	X-WM01-013-40B06	MR-3T用 座シートセット(芯金・リベット・ワッシャー付) B-6 ↑ シート交換の際はリベット固定の為、リベッターが必要になります。	1	枚	1		標準色: B-6 (リベット、ワッシャー各12)	
	X-WM01-014-40B06	MR-3T用 背シートセット(芯金・リベット・ワッシャー付) B-6 ↑ シート交換の際はリベット固定の為、リベッターが必要になります。	1	枚	1		標準色: B-6 (リベット、ワッシャー各12)	
15	X-WM01-015-40B06	MR-3T用 レッグベルト マジック式 B-6	1	本	1		標準色: B-6	
17	X-WM01-017	MR-3T用 フットサポートセット	1	個	2		左右共通	
18	X-WM01-018	MR-3T用 フットサポート高さ調整固定ボルトセット	1	本	2		固定カラー(真ちゅう)付	
19	X-PF01-002	DMタイプフットサポート板	1	枚	2		左右共通	
20	X-WM01-020	MR-3T用 パンパーキャップセット	1	個	2		専用リベット付	
21	X-WM01-021	MR-3T用 フットサポート板バネ	1	枚	2			
注記								