



2018/9/10修正A

機種名/品名		AL-TUD-1				ページ	XQY- ST02B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-ST01-001	ALストレッチャー用 平面マットレス	1 枚	1			
6	X-PA03-022	M8×15 ノブボルト	1 個	1			
		↑ ガートル棒収納部(ストレッチャー下面)の固定用					
7	X-PA03-023	M8×20 ノブボルト	1 個	2			
		↑ ガートル棒使用時(ストレッチャー前と後)の固定用					
8	X-PX03-001	鉄一本物ガートル棒	1 本	1			
9	X-PA01-101	6分用中栓	1 個	1			黒
		↑ 鉄一本物ガートル棒の下端キャップ					
10	X-ST21-010	AL-TUD用 キャスタケースキャップ	1 個	4			グレー
11	X-ST21-011	AL-TUD用 トータルロックレバー ノブ玉セット	1 個	2			
		↑ ノブ玉(赤φ30mm)、パイプカラー(購入時期により使用しない場合あり)、M8平ワッシャー、M8SWのセット					
17	X-ST21-017	AL-TUD用 φ150mmトータルロックキャスタセット	1 個	3			
		↑ ⑩取付用ボルトセット が付属します。					
	X-ST21-027	AL-TUD用 φ150mmトータルロックキャスタ(旋回ロック)セット	1 個	1			
		↑ ⑩取付用ボルトセット が付属します。					
18	X-ST21-018	AL-TUD用 φ150mmトータルロックキャスタ取付用ボルトセット	1 個	4			
19	X-ST01-019	ALストレッチャー用 サイド穴埋めキャップ	1 個	4			グレー
20	X-ST01-020	ALストレッチャー用 長方形キャップ	1 個	2			グレー
21	X-ST01-021	ALストレッチャー用 クランクハンドルセット	1 本	1			
		↑ 取付用のボルト類が含まれます。					
22	X-ST01-022	ALストレッチャー用 クランクハンドル グリップ	1 個	1			
		↑ 叩き込んで取り付けます。					
23	X-ST01-023	クランクハンドル 回転方向注意シール	1 枚	1			
25	X-ST01-025	AL-TUD用 クロスフレームセンターボルトセット	1 本	2			
		↑ M8×80六角ボルト:1本、M8平ワッシャー:3枚、M8ナイロンナット(二種):1個					
注記							